


Composite Wetting Resin



D-Composite Wetting Resin/F-Agent de mouillage pour composite/ML-Compositebetøvsstigningshars/IT-Resina per bagnare I composite/F-Resina Humificadora para Composite/S-Vättningsresin för komposit/DK-Komposit Befugningsresin/FIN-Yhdistelmämuovin kostusresiliin/GR-Σβύβερτη πηκτική για δισκίη



Apply a thin layer to cured composite increment as needed. Air or vacuum thin (vacuum excess resin using 18-20 gauge Endo-Eze[®] tip on Luer Vacuum adapter).



If using Composite Wetting Resin for instrument glide, apply a small quantity to instrument or surface of soft composite.

Wenn Composite Wetting Resin zur Komposit-Schicht nach Bedarf aufbringen. Mit Luft oder durch Absaugen ausdünnen (Überschüssiges Resin mit Hilfe von 18-20 gauge Endo-Eze-Kanülen und Vacuum-Adapter absaugen).

English

German



Composite Wetting Resin

Description and Indications:

Composite Wetting Resin is a 45% filled, radiopaque light cured wetting resin. It may be used during the placement of composite if the composite has become dry during incremental layering, or if the oxygen inhibition layer has been removed or disturbed. Composite Wetting Resin helps to improve the glide of the instrument during sculpting and contouring.

Procedure:

1. Remove luer lock caps and attach the Inspiral[®] Brush tip to syringe.
2. Apply a thin layer to cured composite increment as needed. Air or vacuum thin (vacuum excess resin using 18-20 gauge Endo-Eze[®] tip on Luer Vacuum adapter).
3. If using Composite Wetting Resin for instrument glide, apply a small quantity to instrument or surface of soft composite.

Precautions:

1. Any resin can be sensitizing to skin or can cause allergic reaction if individual is already sensitized. Therefore, wash area of skin exposed to resin completely to remove the material. If dermatitis, rash or any other allergic reaction is observed, see a physician.
2. When dispensing intraorally, never force syringe plungers. If there is excess resistance to flow, replace tip with a new one and verify flow before proceeding.
3. Use only recommended tips with each specific material. Tips are disposable.
4. We recommend using Ultradent[®] Syringe Covers sealed with the Ultradent[®] Impulse Sealer for a protective barrier to prevent cross-contamination.

Portuguese
Aplicar ao composto polimerizado usando a ponta Endo-Eze de 18-20 gauge no adaptador Luer Vacuum). com ar (êltar o excesso da resina necessidade. Diminuir a espessura uma camada fina conforme a Composito para facilitar o Se usar a Resina Humificadora para

Spanish
Aplique una capa delgada a los incrementos de composite, según sea necesario. aspire o soplo con aire fino (aspire el exceso de resina utilizando una punta Endo-Eze de calibre 18-20 en el adaptador Luer Vacuum).

Italian
Applicare, secondo necessità, uno strato sottile sugli incrementi di composito polimerizzati. Assottigliare con l'aria o con l'aspiratore sotto vuoto (aspirare sotto vuoto la resina in eccesso con una punta Endo-Eze da 18-20 gauge fissata nell'apposito adattatore Luer).

Dutch
Breng een dunne laag aan op uitgehard composit. Utdunnen met licht of door afzuigen (zuig overmaat af met behulp van een 18 tot 20 gauge Endo-Eze tip op een Luer Vacuum adapter).

French
Appliquer une fine couche sur le composite polymérisé si. Etaler à l'air comprimé ou par l'aspiration (utiliser un embout Endo-Eze jaugé 18-20 fixé sur l'adaptateur d'aspiration).


Si utiliza la Resina Hidratante para deslizar el instrumento, aplique una pequeña cantidad al mismo o a la superficie de composite suave. Se usar a Resina Humificadora para aplicar una cantidad pequeña no instrumento ou superficie do composito mole.

Wel caso la resina per bagnare serva a favorire lo scioglimento degli applicata sullo strumento o sul composito morbido.

Wanneer Composite Wetting Resin gebruikt wordt voor het bewoedigen van instrumenten, breng dan een kleine hoeveelheid aan op het instrument of op het oppervlak van de nog zachte composit.

En cas d'utilisation pour modelage instrumental, utilisez une petite quantité sur l'instrument ou sur la surface de composite non-polymerisé.

Composite Wetting Resin



HAZARD RATING
4 = Severe
3 = Serious
2 = Moderate
1 = Slight
0 = Minimal

MSDS Included.

Ultradent syringes have an expiration date stamped on the side of the syringe consisting of one letter and three numbers. The letter is a lot number used for manufacturing purposes and the three numbers are the expiration date. The first two numbers are the month, and the third number is the last number of the year.

Shelf life: 24 months. Store at room temperature.

U.S. federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist. For professional use only. Keep out of reach of children.

For immediate reorder and/or complete descriptions of Ultradent's product line, refer to Ultradent's catalog or call Toll Free **1-800-552-5512**. Outside U.S. call (801) 572-4200.

© Copyright 2003 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.
U.S. Patent Nos.: 4,997,371; 5,269,684; 5,534,562; and 5,708,052. International Patents Granted and Pending.

Manufactured by: Ultradent Products, Inc.
505 West 10200 South, South Jordan, Utah 84095
#23887.2 100903

ULTRADENT PRODUCTS, INC. MATERIAL SAFETY DATA SHEET			
SECTION I - IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING		Controlled Product Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Material Name Composite Wetting Resin		Manufactured by Ultradent Products, Inc. 505 West 10200 South South Jordan, Utah 84095 USA	
Material Use Dental bonding resin		Emergency Contact 1-800-552-5512 or 1-801-572-4200 (Outside USA)	
Date November 20, 2000		EC Representative	
Prepared by: Steve Jensen, Chemist			
SECTION II - COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS			
Active Ingredients	Approximate Concentration %	LD ₅₀ /LC ₅₀ Specify Species and Route	C.A.S. N.A. or U.N. Numbers
2-Hydroxyethyl methacrylate	15%	5.6 g/kg. Oral - Rat	868-77-9
SECTION III - HAZARDS IDENTIFICATION			
Adverse Human Effects and Symptoms Possible skin and eye irritation.			
SECTION IV - FIRST AID MEASURES			
Inhalation N/A	Eye Contact Flush with saline solution. Contact a physician.		
Skin Contact Wash with soap and water.	Ingestion N/A		
SECTION V - FIRE-FIGHTING MEASURES			
Flammability If Yes, Under Which Conditions: Avoid high temperatures and open flame.			
Means of Exinction CO ₂ , dry chemical.		Protective Equipment for Firefighters Not defined.	
SECTION VI - ACCIDENTAL RELEASE MEASURES		SECTION VII - HANDLING AND STORAGE	
Personal & Environmental Precautions Not defined.		Handling Precautions None.	
Methods for Cleaning Use dry cloth and alcohol.		Storage Requirements Room temperature.	
SECTION VIII - EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION			
Respiratory Protection N/A		Eye Protection Protective eyewear.	
Hand Protection Latex gloves.		Skin Protection Lab coat.	
SECTION IX - PHYSICAL & CHEMICAL PROPERTIES			
Appearance Light yellow opaque resin.		Solubility in Water Insoluble. Melting Point/Range N/A	
Odor Methacrylate. pH N/A		Other Data None.	
SECTION X - STABILITY AND REACTIVITY			
Chemical Stability Conditions and Materials to Avoid Strong oxidizers.		Hazardous Decomposition Products CO ₂	
SECTION XI - TOXICOLOGICAL INFORMATION			
Route of Entry <input checked="" type="checkbox"/> Skin Contact <input checked="" type="checkbox"/> Skin Absorption <input type="checkbox"/> Eye Contact <input type="checkbox"/> Inhalation Acute <input type="checkbox"/> Inhalation Chronic <input type="checkbox"/> Ingestion			
Effects and Symptoms of Short-Term Exposure Eye: Irritation. Skin: Slight irritation.			
Chronic Effects and Symptoms of Long-Term Exposure Eye: Irritation and possible damage. Skin: Possible sensitization.			
Sensitization Slight.		Irritancy of Product Slight.	
SECTION XII - ECOLOGICAL INFORMATION		SECTION XIII - DISPOSAL CONSIDERATIONS	
Biodegradability Not defined.		Method of Waste Disposal In accordance with governmental regulations.	
Further Details None.			
SECTION XIV - TRANSPORT INFORMATION		SECTION XV - REGULATORY INFORMATION	
No limitations.		Not defined.	
SECTION XVI - OTHER INFORMATION			
FOR DENTAL USE ONLY. Use as directed. The information and recommendations are taken from sources (raw material MSDS(s) and manufacturer's knowledge) believed to be accurate; however, Ultradent Products, Inc. makes no warranty with respect to the accuracy of the information or the suitability of the recommendation and assumes no liability to any user thereof. Each user should review these recommendations in the specific context of the intended use and determine whether they are appropriate.			

Danish
Påfør et tyndt lag Befugtningsresin til det hærdede kompositlag efter behov. Udfyld med luft eller ved at sugge overskydende Befugtningsresin instrumentet påføres en lille smule væk (brug 18-20 gauge Endo-Eze tip på Luer Vacuum adapter).

Finnish
Jos käytät yhdistelmämuovin liukastamiseksi, vie pieni määrä liukastamiseksi instrumentin kostutusresiniä instrumentin yläpintaan.

Swedish
Om komposit vätningsresin används på instrument för att minska friktion, applicera en liten mängd till instrumentet eller öhrärdad komposit.

Greek
Εάν χρησιμοποιείτε τη πηκτική Resin για να αφαιρέσετε το υπερπλεόμασμα της Resin (αποφύγετε να εφαλάει με τη βοήθεια του Endo-Eze Luer Vacuum).

Portuguese
Se usar a Resina Humificadora para aplicar uma quantidade pequena no instrumento ou superfície do composito mole.

Spanish
Aplique una capa delgada a los incrementos de composite, según sea necesario. aspire o soplo con aire fino (aspire el exceso de resina utilizando una punta Endo-Eze de calibre 18-20 en el adaptador Luer Vacuum).

Italian
Applicare, secondo necessità, uno strato sottile sugli incrementi di composito polimerizzati. Assottigliare con l'aria o con l'aspiratore sotto vuoto (aspirare sotto vuoto la resina in eccesso con una punta Endo-Eze da 18-20 gauge fissata nell'apposito adattatore Luer).

Dutch
Breng een dunne laag aan op uitgehard composit. Utdunnen met licht of door afzuigen (zuig overmaat af met behulp van een 18 tot 20 gauge Endo-Eze tip op een Luer Vacuum adapter).

French
Appliquer une fine couche sur le composite polymérisé si. Etaler à l'air comprimé ou par l'aspiration (utiliser un embout Endo-Eze jaugé 18-20 fixé sur l'adaptateur d'aspiration).

Wel caso la resina per bagnare serva a favorire lo scioglimento degli applicata sullo strumento o sul composito morbido.

Wanneer Composite Wetting Resin gebruikt wordt voor het bewoedigen van instrumenten, breng dan een kleine hoeveelheid aan op het instrument of op het oppervlak van de nog zachte composit.

En cas d'utilisation pour modelage instrumental, utilisez une petite quantité sur l'instrument ou sur la surface de composite non-polymerisé.

English	<div>General Precautions:</div> <ol style="list-style-type: none">For Professional use only. Review instructions, precautions, and MSDS before beginning treatment. Use only as directed. Keep products out of heat/sunlight. Avoid skin exposure to resins. Isolate strong chemicals to area of treatment. Confirm that patient has no known allergies to treatment materials. Test flow of materials from syringe and tip before using intraorally. Never force syringe plungers. Use Ultradent[®] Syringe Covers and/or clean and disinfect syringes between patient. Use standard curing lights with all light polymerized/activated materials.
----------------------	--

German	<div>Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:</div> <ol style="list-style-type: none">Nur für professionellen zahnmedizinischen Gebrauch. Lesen Sie die Gebrauchsinformationen und Warnhinweise sorgfältig, bevor Sie die Behandlung beginnen. Verwenden Sie die Materialien nur gemäß Vorschrift. Schützen Sie die Produkte vor Hitze und direktem Sonnenlicht. Vermeiden Sie Hautkontakt mit Kunststoff-Materialien. Beschränken Sie den Einfluß stark wirkender Agenzien auf das Behandlungsgebiet. Fragen Sie den Patient nach bekannten Allergien auf die zur Behandlung verwendeten Materialien. Prüfen Sie den Fluß des Materials aus der Spritze und durch den Spritzenansatz, bevor Sie intraoral applizieren. Drücken Sie einen Spritzenstempel nie mit Gewalt ein. Verwenden Sie Ultradent-Spritzenhüllen und/oder reinigen und desinfizieren Sie die Spritzen nach jedem Patienten. Verwenden Sie für Materialien, die durch Licht zu polymerisieren bzw. zu aktivieren sind, die üblichen Polymerisationslampen.
---------------------	---

French	<div>Précautions générales:</div> <ol style="list-style-type: none">Exclusivement réservé à l'usage professionnel. Voir les instructions, les précautions et la notice de sécurité avant le traitement. Utiliser uniquement selon les instructions. Tenir les produits à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur. Eviter le contact des résines avec la peau. Limiter l'application des produits aux seules zones de traitement. S'assurer que le patient ne présente aucune allergie aux produits utilisés lors du traitement. Tester le débit des matériaux à travers les seringues et les embouts d'application avant toute utilisation intra-buccale. Ne jamais forcer sur le piston des seringues. Utiliser les couvre-seringues Ultradent[®] et/ou nettoyer et désinfecter les seringues après utilisation. Utiliser une lampe à photopolymériser standard avec les matériaux photopolymérisables ou photoactivables.
---------------------	--

Dutch	<div>Algemene voorzorgsmaatregelen:</div> <ol style="list-style-type: none">Uitsluitend bestemd voor aflevering aan en toepassing door tandartsen. Raadpleeg gebruiksaanwijzingen en houd rekening met de daarin genoemde aanbevelingen. Gebruik alleen zoals is beschreven. Bewaar de producten koel en donker. Vermijd huidcontact met harsen. Appliceer alleen daar waar nodig. Overtuig u ervan dat de patiënt niet allergisch is voor de toegepaste materialen. Test het functioneren van spuitjes alvorens intra-oraal te gebruiken. Oefen nooit overmatige kracht uit bij de spuitjes. Gebruik Ultradent Syringe Covers en/of schone spuitjes bij elke patiënt. Gebruik steeds geteste lichtuithardingsapparaten.
--------------------	--

Italian	<div>Precauzioni Generali:</div> <ol style="list-style-type: none">Prodotto riservato all'uso professionale. Prima di iniziare il trattamento vanno esaminate le istruzioni, le precauzioni d'uso ed i moduli per la sicurezza dei prodotti (MSDS). Utilizzare esclusivamente nei modi indicati. Conservare i prodotti al riparo dal calore e dall'esposizione diretta alla luce del sole. Evitare l'esposizione della pelle alle resine. La presenza di prodotti chimici forti deve essere isolata all'area di trattamento. Verificare che il paziente non sia allergico ai prodotti scelti per il trattamento. Prima dell'uso intraorale deve essere verificato il flusso del materiale dalla siringa e dalla punta. Non forzare mai gli stantuffi delle siringhe. Usare le guaine Ultradent Syringe Covers e/o pulire e disinfettare le siringhe dopo ciascun paziente. Utilizzare lampade polimerizzatrici convenzionali per tutti i materiali fotopolimerizzabili e fotoattivabili.
----------------------	--

Spanish	<div>Precauciones Generales:</div> <ol style="list-style-type: none">Para uso exclusivo de Profesionales. Antes de empezar el tratamiento, revise las instrucciones, precauciones y el MSDS. Siga las instrucciones. Siempre mantenga los productos alejados del calor y de la luz solar. Evite el contacto de las resinas con la piel. Aisle los químicos fuertes del área de tratamiento. Asegúrese que el paciente no es alérgico a los materiales. Antes de usar en la boca, verifique que los materiales fluyan de la jeringa y la punta. Nunca empuje con fuerza el émbolo. Use las cubiertas para jeringas de Ultradent y/o limpie y desinfecte las jeringas entre pacientes. Utilice luces de fotocurado con todos los materiales activados/polimerizados con luz.
----------------------	--







Portuguese	<div>Precauções gerais:</div> <ol style="list-style-type: none">Somente para uso profissional. Ler instruções, precauções e MSDS antes de começar o tratamento. Utilizar só como indicado. Manter os produtos longe do calor e da luz solar directa. Evitar contacto com a pele. Aplicar substâncias químicas fortes só na área de tratamento. Confirmar se os pacientes não tem alergias aos materiais utilizados. Testar o escoamento dos materiais através da seringa e ponta antes da aplicação intraoral. Nunca force os êmbolos da seringa. Utilizar protectores de seringa Ultradent e/ou desinfectar seringas entre cada tratamento. Utilizar luzes de polimerização standard com todos os materiais fotopolimizáveis.
-------------------------	--

Swedish	<div>Generella försiktighetsåtgärder:</div> <ol style="list-style-type: none">Enbart för professionellt bruk. Läs bruksanvisningar, försiktighetsåtgärder, och varuinformationsblad innan behandling påbörjas. Använd endast enligt anvisning. Håll produkten borta från värme och solljus. Undvik hudkontakt med resiner. Håll behandlingsområdet isolerat från starka kemikalier. Kontrollera att patienten inte är allergisk mot behandlingsmaterialet. Testa att materialet flyter fritt ur sprutans spets innan användning intraoralt. Tvinga ej med "våld" hårt tryck pistongen i sprutan. Använd Ultradent sprutskydd och/eller rengör sprutor mellan patienter. Använd vanlig ljushårdningslampla till alla ljusaktiverade polymeriseringsmaterial.
----------------------	---

Danish	<div>Generelle forholdsregler:</div> <ol style="list-style-type: none">Kun til professionelt brug. Læs vejledningen, forholdsreglerne og sikkerhedsdatabladet før behandlingens start. Bør kun anvendes som foreskrevet. Udsæt ikke produktet for varme og sollys. Undgå hudkontakt med resiner. Isoler stærke kemikalier til behandlingsområdet. Få bekræftet at patienten ikke har kendte allergier mod de produkter, der anvendes ved behandlingen. Check at materialet flyder frit fra sprøjte og spids før brug intraoralt. Undlad at bruge voldsom kraft til at tvinge et stempel i funktion. Hvis stemplet ikke glider uhindret bør årsagen udredes først. Brug Ultradent Sprøjteposer og/eller rengør og desinficér sprøjterne efter hver patient. Brug almindelig polymeriseringslampe til alle lyshærdende materialer.
---------------------	--

Finnish	<div>Yleiset ohjeet:</div> <ol style="list-style-type: none">Vain ammattikäyttöön. Tutustu käyttöohjeisiin, suojaustoimenpiteisiin ja käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen toimenpiteen aloittamista. Käytä ainoastaan ohjeiden mukaisesti. Säilytä tuote lämmöltä ja auringonvalolta suojattuna. Vältä ihokosketusta resiniin kanssa. Eristä käsiteltävä alue vahvoista kemikaaleista. Varmista että potilaalla ei ole todettuja allergioita hoitoimenpiteessä käytettävile aineille. Testaa materiaalin juoksevuus ruiskusta ja kärjestä ennen materiaalin käyttöä intraoraalisesti. Älä käytä liikaa voimaa painaessasi ruiskun mäntää. Käytä Ultradent[®] ruiskunsuojaa ja/tai puhdista ruisku potilaiden välillä. Käytä standardisoituja valokovettajia kaikkien valolla aktivoitavien materiaalien kanssa.
----------------------	--

Greek	<div>ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ:</div> <ol style="list-style-type: none">Για επαγγελματική ρήση μνο. Διαάστε τις δηγίες, προυλάεις και MSDS πριν εκινήσετε τη θεραπεία. Να το χρησιμοποιείτε πάντοτε σύμωνα με τις οδηγίες. Φυλάτε τα προίντα απ την έκθεσή τους στο ηλιακ ως ή σε θερμτητα. Απούγετε την επαή της ρητίνης με το δέρμα. Περιορίστε την επαή των ισυρών ημικών μνο στην περιοχή της θεραπείας. Να επεαιώσετε τι ασθενής δεν έχει καμιά γνωστή αλλεργικιά αντίδραση στα υλικά της θεραπείας. Να δκιμάσετε τη ρή των υλικών απ τη σύριγγα και τ ρύγς πριν τα ρησιμπήσετε ενδστματικά. Μην πιέετε πτέ με δύναμη τ έμλ της σύριγγας. Να ρησιμπείτε τα πρστατευτικά καλύμματα συριγγών της Ultradent και να καθαρίετε και να απολυμαίνετε τις σύριγγες μετά των ασθενών. Να ρησιμπείτε μια κινή συσκευή ωπτλυμερισμό για λα τα ωπτλυμεριμενα / ωτενεργπιύμενα υλικά.
--------------------	--

Key:	Erklärung der Packungssymbole:	Legenda:	Merkkien selitykset:
Legende:	Legenda:	Teckenförklaring:	Κλειδί:
Explication:	Clave:	Tegnforklaring:	
	Use by Date Verwendbar bis A utiliser avant Houdbaarheidsdatum	Usare entro la data indicata Uselo antes de la fecha de vencimiento. Usar até à data Användes före	Bruges inden Käytettävä ennen Να ρησιμπηθεί μέρι
	Do not reuse Nur zum Einmalgebrauch Ne pas réutiliser Niet opnieuw gebruiken	Non riutilizzare No re-use Não reutilizar Skall ej återanvändas	Genbruges ikke Älä käytä uudelleen Να μην επαναρησιμπηθεί
REF	Catalog Number Bestell-Nr. Réfêrence du catalogue Catalogusnummer	Numero di catalogo (codice d'ordine) Número de catálogo Número do catálogo Katalog nummer	Katalognr. Luettelonumero Αριθμς καταλυγυ
	See Instructions For Use Siehe Gebrauchsinfo Voir le Mode d'emploi Lees de gebruiksvoorschriften	Leggere attentamente le istruzioni d'uso Siga las instrucciones Ver instruções para uso Se bruksanvisning före användning	Se brugsanvisning Katso käyttöohjeita Δείτε τις δηγίες ρήσεως
LOT	Batch Code Chargen-Nummer Numéro de lot	Seriecode Codice di Lotto Código de grupo	Código de lote Batchnummer Batch nr.
	Irritant Irritierend Irritant Irriterend	Irritante Irritante Irriterande	Lokalirriterende Ärsyttävä Ερεθιστικ
	Recommended storage temperature. Empfohlene Lager-Temperatur. Température de Stockage Recommandée. Aanbevolen bewaar temperatuur. Temperatura di stoccaggio consigliata. Temperatura recomendada para almacenamiento. Temperatura de armazenagem aconselhada. Rekommenderad Förvaringstemperatur. Anbefalet Opbevaringstemperatur. Suositeltu säilytyslämpötila. Συνιστώμενη θερμοκρασία απθήκευσης	Destroy after use. Nach Gebrauch vernichten. Détruire après utilisation. Na gebruik vernietigen. Distruggere dopo l'uso. Destruyalo después de usarlo. Destruir após usar. Förstöres efter användning. Destruer efter brug. Hävita käytön jälkeen. Καταστρέψτε τ μετά τη ρήση.	
	Keep out of reach of children. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Tenir hors de portée des enfants. Buiten bereik van kinderen houden. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manter fora do alcance das crianças.	Not for injection. Nicht zur Injektion. Ne pas injecter. Niet injecteren. Non per iniezione. No debe inyectarse.	Não injectar. Ej för injektion. Ikke til injektion. Ei injektioikäyttöön. Μη ενέσιμ.
Förvaras utom räckhåll för barn. Opbevares utilgængelig for børn. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Φυλάτε μακριά τα παιδιά.			