



Refrigerate



English

Remove cap and collar. Depress TwoSense 2 plunger until material is seen extruding from both sides.

Attach Ultra-mixer tip. Load to restoration or back load to skin syringe for syringe/tip delivery.

Luting: Eich preparation, apply PermaFlo® DC Primer A 10 seconds, then B 10 seconds, air dry. Deliver PermaFlo DC direct from Ultra-mixer™ tip to silanated crown. Use Skin syringe with tip if delivering intraorally.

German

Verschusskappe abnehmen. Etwas Basis- und Katalysatorpaste auf einen Mischblock drücken, um den gleichmäßigen Fluss zu prüfen.

Dosieren und Mischen wie gewohnt. Füllen Sie in die Restauration oder – für Spritzenanplikation – füllen Sie eine Spritze von hinten.

Kronen usw.:
Befestigung: Präparation anätzen, erst PermaFlo® Primer A 10 Sek., dann B 10 Sek. auftragen, mit Luft trocknen. PermaFlo DC direkt aus dem Ultra-Mixer™ in die silanierte Krone einbringen. Zur intraoralen Applikation die Skin-Spritze verwenden.

French

Enlever le capuchon et le collier. Appliquer une petite quantité de base et de catalyseur afin de s'assurer de leurs débits identiques.

Appliquer et mélanger de manière classique. Placer le mélange dans l'intrados ou le placer dans une seringue pour une injection à l'aide d'embouts appropriés.

Courommes, etc.
Scellement : Mordancer la préparation, appliquer le Primer A du PermaFlo® DC pendant 10 secondes, puis le Primer B pendant 10 secondes. Appliquer directement le PermaFlo DC à l'aide de l'embout Ultra-Mixer™ sur l'intrados silanisé. En cas d'application intra-buccale, utiliser une seringue Skin avec l'embout approprié.

Dutch

Vervijfjer dop en kraag. Druk wat basis- en katalysatorpaste uit op een mengblokje om de gelijkheid van de vloeit te controleren.

Dispenseer en meng als gebruikelijk. Breng aan op de restauratie of vul een spuitje voor spuit/tip-applicatie.

Kronen, etc.
Befestiging: Eis de preparatie, breng PermaFlo® DC primer A aan, laat 10 sec. intrekken, vervolgens B 10 sec., droog met lucht. Breng PermaFlo DC direct via de Ultra-Mixer™ tip aan op de gesilaneerde kroon. Gebruik een Skin spuit met een tip wanneer intraoraal wordt geapliceerd.

Italian

Togliere cappuccio e collare. Per garantirsi l'uniformità del flusso dispensare la base ed il catalizzatore sul blocchetto di miscelazione.

Dispensare e miscelare come d'abitudine. Versare nella ricostruzione o caricare una siringa dal retro per l'applicazione siringa/punta.

Corone, ecc.
Cementazione: Mordenzare la preparazione, applicare PermaFlo® DC Primer A 10 secondi, poi B 10 secondi, asciugare con aria. Applicare PermaFlo DC direttamente dalla punta Ultra-Mixer™ alla corona silantizzata. Per l'applicazione intraorale usare la siringa Skin dotata di punta adeguata.

Spanish

Remueva el tapón y la rosca de plástico. Dispense base y catalizador en una superficie para mezclar, a fin de asegurarse que fluya uniformemente.

Dispenselo y mézclalo como de costumbre. Rellene la restauración o colóquelo en la jeringa para poder dispensarlo a través de la punta.

Coronas, etc.:
Fijado: Grabe la preparación, aplique PermaFlo® DC Primer A durante 10 segundos, luego el Primer B durante 10 segundos, seque con aire. Dispense el PermaFlo DC directamente da la punta Ultra-Mixer™ a la corona silantizada. Utilice la jeringa Skin con una punta, si administra intraoralmente.

Portuguese

Remover a tampa e o fecho. Colocar base e catalizador no bloco de espantulação e assegurar a uniformidade da fluidez.

Misturar como sempre. Colocar na restauração ou utilizar a seringa para colocar o material.

Coroas, etc
Cimentação : Fazer o ataque ácido, aplicar o PermaFlo® DC Primer A durante 10 segundos, depois o Primer B durante 10 segundos, e secar com ar. Colocar o PermaFlo DC diretamente com a ponta Ultra-Mixer™ na coroa silantizada. Usar a seringa Skin com ponta se se usar intraoralmente.

Swedish

Ta av hatt och krage. Applicera bas och katalysator på blandningsblock för att kontrollera jämnheten i flödet.

Blanda och applicera som vanligt. Applicera på restauration eller fyll spruta och applicera genom kanyl.

Kronor, etc.
Cementering: Etis preparasjon, applicer PermaFlo® DC Primer A i 10 sekunder, deretter B i 10 sekunder, lufttørk. Applicer PermaFlo DC från en Ultra-Mixerspets direkt i silaniserad krona. Använd Skinispruta med spets vid intraoral applicering.

Danish

Fjern prop og sikring. Kontrollér flow'et fra begge mundtunger ved at trykke en lille mængde ud på en blok.

Dispensér materiale og bland på boksen som vanligt. Læg materialet i restaureringen eller fyd det blandede materiale i en engangs-sprøjte (bagra, så luft undgår mellem stempel og materiale), så applicering kan ske præcist og kontrolleret med sprøjte og egnet spids.

Kroner m.m.
Cementering: Syreets preparasjonen, påfør PermaFlo DC Primer A i 10 sekunder, deretter PermaFlo DC Primer B i 10 sekunder. Tørtag med luft. Applicer PermaFlo DC direkte fra Ultra-Mixer™ blandspetsen i den forbløtandede restaurering. Brug Skin sprøjte med spids ved intra-oral applicering.

Finnish

Poista korkki ja kaulus. Ammotele pieni määrä baseä ja katalystiä lehtillä varmistaaksesi aineiden juoksevuus.

Ammotele ja sekoita kuten tavallisesti. Vie aine suoraan restauraatioon tai ammoteluruskuiin.

Kruunut yms.
Kiinnittäminen: Etisä preparoitu pinta, appliko PermaFlo® DC primer A 10 sekun-nin ajan, sitten primer B 10 sekunnin ajan. Ilmatuoka. Ammotele PermaFlo DC suoraan Ultra-Mixer -kärjestä silanoi-tuun kruunun. Käytä kärjellistä Skin-tuiskua jos ammotelet suunsisäisesti.

Greek

Απομαζώνετε το καπάκι και το κολάρο. Τοποθετείστε τη βάση και τον καταλύτη επάνω σε χαρτί ανώμαλης για να βεβαιωθείτε για την ευκολία ροής του υλικού.

Τοποθετήστε το υλικό σε χαρτί ανώμαλης και αναμίξτε το ως συνήθως. Γεμίστε την αποκατάσταση ή γεμίστε από πάνω τη σύριγγα όταν θα χρησιμοποιήσετε σύριγγα/σύριγγος για να γεμίσετε την αποκατάσταση.

Στεγνώστε κ.λ.π. Συζόλληση : Αδσοποίηση την παρογοενη τοποθεσία PermaFlo® DC Primer A για 10sec, στη συνέχεια B για 10sec και στεγνώστε με αέρα. Τοποθετήστε PermaFlo DC κατευθείαν από το Ultra-Mixer ούγγος στην προετοιμασμένη με ούλινο στεγνήνη. Χρησιμοποιήστε τη σύριγγα Skin με ούγγος εάν τοποθετείτε ενδοστοματικά.