

Ultra-Etch[®]

35% Phosphoric Acid

Description:


UltraEtch[®] is a 35% phosphoric etchant solution with an optimum viscosity. The flowability allows precise placement, including occlusal grooves, yet is just viscous enough to prevent migration. UltraEtch[®] is self-limiting in its depth of etch (average depth of 1.9 μ with 20 second etch). This etchant contains no glycerin and is designed for rapid and complete removal upon rinsing.

Indications for Use:

For use with bonding adhesives to etch prior to placing composites and sealants.

Directions for Use:

1. For 1.2 syringe
 - a. Remove Luer cap.
 - b. Securely attach working tip of choice (Blue Micro[®] or Inspirial Brush[®] tip).
 - c. Verify etchant flow prior to applying intraorally.
2. For IndiSpense Syringe (Figures 1 & 2)
 - a. Remove Luer cap from Indispense syringe.
 - b. Attach 1.2 syringe to the male threads of the IndiSpense syringe.
 - c. Depress IndiSpense plunger while guiding 1.2ml syringe plunger to desired fill.
 - d. Separate syringes and re-cap IndiSpense syringe with Luer cap.
 - e. Securely attach working tip (Blue Micro[®] or Inspirial Brush[®] tip) to 1.2ml syringe.
 - f. Verify etchant flow prior to applying intraorally.
3. Direct placement instructions
 - a. Isolate tooth (teeth).
 - b. Use pumice, disk or diamond bur on uncut enamel.
 - c. Rinse and dry prepped area.
 - d. Verify etchant flow prior to applying intraorally.
 - e. Apply etchant to enamel and dentin for 20 seconds.
 - f. Rinse thoroughly, dry and proceed per adhesive manufacturer's instructions.
4. Restorative phosphoric acid cleansing
 - a. Apply etch to inside of porcelain veneer or crown for 5-10 seconds.
 - b. Rinse and dry.



Figs. 1 & 2 A 1.2ml unit dose syringe is twisted firmly onto the IndiSpense syringe. While supporting plunger of unit dose syringe with non dominant hand, depress plunger of IndiSpense and fill unit dose syringe to desired level.

Precautions and Warnings:

1. Carefully read and understand all instructions before using.
2. Keep out of reach of children.
3. If product comes in contact with any soft tissue, IMMEDIATELY rinse area with copious amounts of water.
4. Near pulp exposures should be treated with a protective base prior to placing etchant.
5. Re-cap, disinfect and wipe syringe with an intermediate level disinfectant between uses.
6. Dispose of tip and empty syringe properly.
7. Verify flow of all syringes prior to applying intraorally. If resistance is met, replace tip and re-check. Use only recommended tips.

DE - Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

1. Lesen und verstehen Sie alle Anleitungen, bevor Sie das Produkt benutzen.
2. Von Kindern fernhalten.
3. Sollte das Produkt mit Haut oder mit Schleimhäuten in Berührung kommen, muss SOFORT mit viel Wasser nachgespült werden.
4. Beim Arbeiten in unmittelbarer Pulpa-Nähe sollte vor dem Auftragen des Ätzmittels eine schützende Unterfüllung gelegt werden.
5. Stecken Sie zwischen den Verwendungen die Kappe wieder auf, desinfizieren Sie die Spritze und wischen Sie sie ab. Benutzen Sie bei der Desinfizierung ein übliches Flächendesinfektionsmittel.
6. Entsorgen Sie den Spritzenansatz und die leere Spritze ordnungsgemäß.
7. Prüfen Sie den Durchfluss aller Spritzen, bevor Sie diese intraoral anwenden. Sollte es einen Widerstand geben, wechseln Sie den Ansatz aus und prüfen Sie den Durchfluss erneut. Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Ansätze.

FR - Précautions et Avertissements :

1. Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser les produits.
2. A garder hors de la portée des enfants.
3. Si le produit entre en contact avec des parties molles, rincez IMMEDIATEMENT la zone affectée avec une grande quantité d'eau.
4. Traitez les parties exposées près de la pulpe avec une base protectrice avant de placer le décapant.
5. Rebouchez, désinfectez et essayez la seringue avec un désinfectant intermédiaire entre chaque utilisation.
6. Jetez les embouts et les seringues vides.
7. Vérifiez l'écoulement de toutes les seringues avant l'application intraorale. En cas de résistance, remplacez l'embout et re-vérifiez. N'utilisez que les embouts recommandés.

NL - Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

1. Lees en begrijp alle instructies zorgvuldig voordat u het product gebruikt.
2. Buiten bereik van kinderen houden.
3. Als het product in contact komt met de huid, was het dan ONMIDDELLIJK af met veel water.
4. Blootliggende plaatsen nabij de pulpa dienen met een beschermende basis te worden behandeld voordat u het etsmiddel aanbrengt.
5. Breng de dop weer aan en desinfecteer en veeg de spuit af met een middelmatig desinfectiemiddel voordat u deze weer gebruikt.
6. Gooi de tip en lege spuit op de juiste manier weg.
7. Controleer de stroming van alle spuiten voordat u deze intraoraal gebruikt. Als u weerstand voelt, vervangt u de tip en controleert u opnieuw. Gebruik uitsluitend aanbevolen tips.

IT - Precauzioni ed avvertenze:

1. Leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
3. Nel caso in cui il prodotto dovesse venire in contatto con tessuti molli, sciacquare IMMEDIATAMENTE con ampie quantità d'acqua.
4. Parti esposte in prossimità delle pulpare devono essere protette preventivamente con una base prima dell'applicazione del mordenzante.
5. Richiudere e disinfettare la siringa, poi pulirne l'esterno con un disinfettante di livello medio tra un uso e l'altro.
6. Smaltire il puntale e la siringa vuota in maniera corretta.
7. Verificare lo scorrimento del mordenzante prima dell'applicazione intraorale. Se si dovesse sentire della resistenza, sostituire il puntale e riprovare. Usare solo puntali consigliati.

ES - Precauciones y Advertencias:

1. Lea atentamente y entienda todas las instrucciones antes de utilizar.
2. Mantenga fuera del alcance de los niños.
3. Si el producto entra en contacto con algún tejido blando, enjuague IMEDIATAMENTE el área con abundante cantidad de agua.
4. Las exposiciones cercanas a la pulpa deben tratarse con una base protectora antes de colocar el agente de grabado.
5. Vuelva a tapar, desinfecte y limpie la jeringa con un desinfectante de nivel intermedio entre los usos.
6. Deseche adecuadamente la punta y jeringa vacía.
7. Verifique el flujo de todas las jeringas antes de aplicarla intraoralmente. Si encuentra resistencia, sustituya la punta y vuelva a verificar. Utilice sólo las puntas recomendadas.

PT - Precauções e advertências:

1. Ler atentamente e compreender todas as instruções antes da utilização.
2. Manter fora do alcance das crianças.
3. Se o produto entrar em contacto com qualquer tecido mole, lavar **IMEDIATAMENTE** a área com água abundante.
4. As exposições próximas da polpa deverão ser tratadas com uma base protectora antes da aplicação do ácido.
5. Entre utilizações recolocar a tampa, desinfectar e limpar a seringa com um desinfectante de nível intermédio.
6. Descartar a ponta e a seringa vazia de forma adequada.
7. Verificar o fluxo de todas as seringas antes da aplicação intraoral. Em caso de resistência, substituir a ponta e verificar novamente. Utilizar apenas as pontas recomendadas.

SV - Försiktighetsåtgärder och varningar:

1. Läs noga igenom och förstå alla instruktioner före användning.
2. Förvaras utom räckhåll för barn.
3. Skölj GENAST med stora mängder vatten om produkten kommer i kontakt med mjukvävnad.
4. Före placering av etsning bör exponeringar nära pulpan behandlas med skyddande bas.
5. Sätt locket åter på, desinficera och torka av sprutan med ett intermediärt desinficeringsmedel mellan användningarna.
6. Kassera använda spetsar och tomma sprutor på rätt sätt.
7. Verifiera flödet i alla sprutor före intraoral applicering. Om det finns ett motstånd ska spetsen bytas ut och kontrolleras på nytt. Använd endast rekommenderade spetsar.

DA - Forholdsregler og advarsler:

1. Læs omhyggeligt og forsøg at forstå alle instrukser inden brug.
2. Hold på afstand af børn.
3. Hvis produktet kommer i kontakt med blødt væv, skal du **OMGÅENDE** rense området med rigelige mængder vand.
4. I tilfælde med pulpabløttæggelse skal der anvendes en beskyttende base inden brug af fosforlyse.
5. Sammenfat, desinficer og aftør kanylen omgående med et desinfektionsmiddel mellem brug.
6. Smid spidsen væk og tøm kanylen på forsvarlig måde.
7. Kontroller kanyletilstrømningen inden oralt brug. Hvis der mødes modstand, udskift spidsen og kontroller igen. Brug kun anbefalede spidser.

FI - Varotoimet ja varoitukset:

1. Lue huolella ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen tuotteiden käyttöä.
2. Ei lasten ulottuville.
3. Pese HETI huolellisesti runsaalla vedellä, jos tuote joutuu kosketukseen pehmytkudoksen kanssa.
4. Ennen etsausaineen sijoittamista, altistamiset hammasytimen lähellä tulee hoitaa suojaavalla emäksellä.
5. Laita kansi uudestaan päälle, desinfioi ja pyyhi ruisku keskiasteen desinfiointiaineella käyttökertojen välillä.

6. Hävityä asianmukaisesti kärki ja tyhjä ruisku.
7. Tarkista kaikkien ruiskujen virtaus ennen intraoraalista käyttöä. Vaihda kärki ja kokeile uudestaan jos on vastustusta. Käytä ainoastaan suositeltuja kärkiä.

NO - Forholdsregler og advarsler:

1. Les instruksjonene nøye og vær sikker på at du forstår dem før bruk.
2. Oppbevares utenfor barns rekkevidde.
3. Dersom produktet kommer i kontakt med mykt vev, rens området UMIDDELBART med rikelige mengder vann.
4. Eksponering nær pulpa bør behandles med et beskyttende basisk stoff før etsemiddelet påføres.
5. Sett på hetten, desinfiser og tørk sprøytespissen med et middels kraftig desinfiserende mellom hvert bruk.
6. Kast nålen og tøm sprøyten helt.
7. Kontroller at alle sprøyter har god gjennomstrømning før de anvendes intraoralt. Dersom det er motstand, bytt nålen og etterkontroller. Bruk kun anbefalte nåler.

EL - Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις:

1. Διαβάστε και κατανοήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
2. Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.
3. Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύντε ΑΜΕΣΩΣ τα μάτια με άφθονο νερό.
4. Οι εκθέσεις πλησίον του πολφού πρέπει να θεραπεύονται με προστατευτική βάση πριν από την τοποθέτηση αδροποιητικού.
5. Επανατοποθετείται το πόμα, απολυμαίνεται και σκουπίζετε τη σύριγγα με ένα απολυμαντικό μεσαίου βαθμού μεταξύ των χρήσεων.
6. Πετάξτε το άκρο και αδειάστε τη σύριγγα με τον κατάλληλο τρόπο.
7. Επαληθεύστε τη ροή όλων των συριγγών προτού τις τοποθετήσετε εντός του στόματος. Εάν αισθανθείτε αντίσταση, αντικαταστήσετε το άκρο και επανελέγχετε. Χρησιμοποιήστε μόνο συνιστώμενα άκρα.

RU - Меры предосторожности и предупреждения:

1. Внимательно прочитайте и изучите все инструкции перед использованием.
2. Храните в недоступном для детей месте.
3. В случае контакта продукта с любыми мягкими тканями НЕМЕДЛЕННО промойте пораженный участок большим количеством воды.
4. Участок в непосредственной близости к пульпе необходимо обработать защитным средством, прежде чем применять травящее вещество.
5. Между использованиями закрывайте, дезинфицируйте и протирайте шприц-пистолет дезинфицирующим средством промежуточного уровня.

6. Утилизируйте наконечник и пустой шприц-пистолет надлежащим образом.
7. Проверяйте проходимость наконечников всех шприцов-пистолетов перед применением в ротовой полости. При наличии сопротивления, замените наконечник и выполните повторную проверку. Используйте только рекомендованные наконечники.

PL - Środki ostrożności i ostrzeżenia

1. Przed użyciem produktu dokładnie przeczytać i zrozumieć wszystkie zalecenia instrukcji.
2. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Jeżeli produkt wejdzie w kontakt z dowolną tkanką miękką, należy NATYCHMIAST miejsce kontaktu spłukać obficie wody.
4. Przed użyciem wytrawiacza zabezpieczyć obnażoną miazgę materiałem podkładowym.
5. Po każdym użyciu założyć kapturek, zdezynfekować i wytrzeć strzykawkę przy użyciu środka dezynfekującego średniej mocy.
6. Po użyciu puste strzykawki i końcówki zutylizować zgodnie z przepisami.
7. Przed podaniem do jamy ustnej skontrolować równomierność wypływu. W przypadku wystąpienia oporu wymienić końcówkę i ponownie skontrolować wypływ. Używać tylko zalecanych końcówek.

TK - Önlemler ve Uyarılar

1. Kullanım öncesinde tüm talimatı dikkatle okuyup anlayın.
2. Çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
3. Ürün herhangi bir yumuşak dokuya temas ederse bölgeyi HEMEN bol miktarda suyla yıkayın.
4. Pulpa yakınında maruz kalacak yerler pürüzlendirici yerleştirmeden önce koruyucu bir baz ile muamele edilmelidir.
5. İki kullanım arasında şırınganın kapağını tekrar takın ve orta düzey bir dezenfektanla dezenfekte edip silin.
6. Uç ve boş şırıngayı uygun şekilde atın.
7. İntraoral uygulama öncesinde tüm şırıngaların akışını doğrulayın. Dirençle karşılaşırsanız ucu tekrar takıp tekrar kontrol edin. Sadece önerilen uçları kullanın.

AR - الاحتياطات والتحذيرات:

- 1- اقرأ كافة التعليمات بعناية وتفهمها قبل الاستخدام.
- 2- احفظه بعيدا عن متناول الأطفال.
- 3- إذا تلامس المنتج مع أي من الأنسجة الناعمة، قم على الفور بشطف المنطقة بكميات وفيرة من المياه.
- 4- ينبغي معالجة التعرضات بالقرب من اللب بقاعدة وقائية قبل وضع محلول الحفر الكيميائي.

-5- ضع الغطاء وقم بـتطهير ومسح المحقنة باستخدام مطهر متوسط المستوى بين الاستخدامات.

-6- تخلص من الطرف والمحقنة الفارغة بشكل مناسب.

-7- تحقق من تدفق جميع المحاقن قبل استخدامها داخل الفم. إذا كان هناك مقاومة، استبدل الطرف وأعد الاختبار. استخدم الأطراف الموصى بها فقط.

KO - 주의 및 경고사항:

1. 사용하기 전에 일체의 안내사항을 주의 깊게 읽고 숙지합니다.
2. 어린이들의 손이 닿지 않는 장소에 보관합니다.
3. 제품이 연조직 어디에도 접촉하게 될 경우, 즉시 물을 충분히 사용하여 해당 부위를 행굽니다.
4. 치수강 인접부위는 식각액을 넣기 전에 보호용 베이스를 이용하여 처리해야 합니다.
5. 사용 간에는 주사기의 뚜껑을 다시 닫고 중간 정도의 소독제를 사용하여 소독한 후 닫습니다.
6. 팁을 떼기처리하고 주사기는 완전히 비웁니다.
7. 구강내에 도포하기 전에 일체의 주사액 흐름상태를 확인합니다. 저항감이 발견될 경우, 팁을 교체하고 다시 한번 점검합니다. 권장사항인 팁에 한해 사용합니다.

ZH - 注意事项和警告:

1. 使用前仔细阅读并弄懂所有说明。
2. 置于儿童触摸不到之处。
3. 如果产品触及到了任何的软组织，立即用大量水冲洗。
4. 在置放蚀剂前，应在接近牙髓暴露处涂上一层保护剂。
5. 每次使用后，重套针筒，并用中度消毒剂擦拭针筒消毒。
6. 妥当处理针头，并清空针筒内部。
7. 注射入口腔以前，检查针筒内液体的流动情况。若受阻，更换针头并再次检查。仅使用推荐针头。

TH - ข้อควรระวังและคำเตือน:

1. อ่านและทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆอย่างรอบคอบก่อนใช้
2. เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
3. หากผลิตภัณฑ์สัมผัสกับเนื้อเยื่อที่อ่อนนุ่ม ให้ล้างทำความสะอาดพื้นที่นั้นทันที แล้วล้างพื้นที่ด้วยน้ำจำนวนมาก
4. ตรวจสอบบริเวณใกล้ส่วนสัมผัสเนื้อเยื่อฟันด้วยสารพื้นฐานสำหรับป้องกันก่อนทาสารกัด
5. ปิดฝาหลอดฉีดกลับ ฆ่าเชื้อ และฉีดด้วยสารฆ่าเชื้อระดับกลางหลังใช้งานกับคนไข้แต่ละราย
6. ทิ้งปลายและหลอดเปล่าอย่างถูกต้องเหมาะสม
7. ตรวจสอบการไหลของหลอดฉีดทั้งหมดก่อนที่จะใช้งานภายในปาก หากพบว่าสารไหลได้ยาก ให้เปลี่ยนปลายแล้วตรวจสอบใหม่ ไซปลายที่แนะนำเท่านั้น

JA - 使用上の注意および注意事項

1. 本製品を使用する前に取り扱い説明をよく読み、理解してください。
2. 子供の手の届かないところに保管してください。
3. 本製品が軟組織に接触した場合は、すぐに大量の水で洗い流してください。
4. 歯髄付近の露出部の周辺は、エッチング液をつける前に保護基部で処理してください。
5. シリンジを使用後は、キャップを閉め、殺菌し、中程度消毒で殺菌してください。
6. 使用済みチップおよび空になったシリンジは適切に廃棄してください。
7. 口内に注入する前に流率を確認してください。抵抗を感じる場合は、チップを取り替えて再度流量を確認してください。推奨されるチップのみを使用してください。

Key:
Legend:
Explication:
Erklärung der
Packungssymbole:

Legenda:
Clave:
Legenda:
Teckenförklaring:

Tegnforklaring:
Merkki:
selitykset:
Κλειδί:

Обозначения:
Oznaczenia na opakowaniach:
Anahtar:

要點
ໂທດີ
主要なシンボル:



Use by Date
 Verwendbar bis
 A utiliser avant
 Houdbaarheidsdatum
 Usare entro la data indicata

Use antes de la fecha
 de vencimiento,
 Usar até a data
 Användes före
 Bruges inden

Käytettävä ennen
 Na uran tähtäpäivēi mēyri
 исползовать до указной даты
Oznaczenia na opakowaniach:
 Kullanim süresini geçirmeyiniz.

유효기간
 有效期限
 ใช้งานในวันที่ที่กำหนด
 使用期限



Do not reuse to avoid cross
 contamination.
 Nicht wiederholt
 verwenden, um
 Kreuzkontamination zu
 verhindern.
 Ne pas réutiliser pour éviter
 la contamination croisée.
 Niet opnieuw gebruiken
 om kruisbesmetting te
 vermijden.

Per evitare la
 contaminazione
 crociata non riutilizzare.
 No lo reutilice,
 así evitará la
 contaminación cruzada.
 Não reutilizar para evitar
 a contaminação cruzada.
 För undvikande av
 korskontamination
 får produkten inte
 återanvändas.

Må ikke genbruges for at
 undgå krydskontaminering.
 Älä käytä uudelleen
 ristikontaminaation vältämiseksi.
 Skal ikke brukes om igjen, for
 å unngå smitteoverføring.
 Μην το
 επαναχρησιμοποιείτε
 για να αποφεύξετε τη
 διασταυρωτική μόλυνση.

Ne использовать
 повторно во избежание
 перекрестного
 загрязнения.
 Używać jednorazowo dla
 uniknięcia zanieczyszczenia
 krzyżowego
 Szapraz kontaminasyonu
 önlemek açısından tekrar
 kullanmayın.

لا تعود الإستهام لتفادي انتقال التلوث
 교차오염을 피하기
 위해서는 재사용하지
 마십시오.
 为避免交叉感染，切勿重
 复使用。
 ห้ามใช้ซ้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการ
 แลกเปลี่ยนการปนเปื้อน
 交差汚染防止のため、再利
 用しないでください。



See Instructions For Use
 Siehe Gebrauchsinfo
 Voir le Mode d'Emploi
 Lees de gebruiksvorschriften
 Leggere attentamente le
 istruzioni d'uso

Siga las instrucciones
 Ver instruções para uso
 Se bruksanvisning före användning
 Se bruksanvisning
 Katsó käyttöohjeita
 Δείτε τις οδηγίες χρήσεως

Смотрите инструкции
 Перед использованием
 Przed użyciem zapoznać się z instrukcją
 Kullanim için talimatları okuyunuz.
 사용 설명서

遵照指示使用
 อ่านคำแนะนำก่อน
 使用上の指示事項を参照



Corrosive
 Ätzend
 Corrosif
 Bijtend
 Corrosivo

Corrosivo
 Corrosivo
 Korroderande
 Ätsende
 Syövyttävä

Δαβρωτικό
 Разъедающее
 Srodek żrący
 Korroziv

부식성 제품
 腐蝕物
 腐蝕性强
 腐食性あり



EN- For prescription use only
 DE-Nur auf Rezept erhältlich
 FR-Pour utilisation sur ordonnance uniquement.
 NL-Uitsluitend voor gebruik op recept
 IT- Prescritto dal dentista.
 ES- Para uso exclusivo con receta.

PT-Destina-se apenas à utilização mediante prescrição
 SV-Får endast utlämnas mot recept.
 DA-Administreret af lægeudlæg.
 FI-Reseptivalmistē
 EL- Για χρήση μόνο με συνταγή γιατρού
 PL-Używać tylko zgodnie z instrukcją
 RU-Только для применения по рецепту


TK-Sadece reçeteye kullanılır
 يستخدم بموجب وصفات طبية فقط
 KR-처방을 응도에 함람
 CH-由牙科醫師開具處方。
 TH- ใช้สำหรับการสั่งจ่ายเท่านั้น
 JA- 本剤を使用するには処方箋が必要です。



EN-Store at room temperature
DE-Auf Zimmertemperatur lagern
FR-Entreposer à température ambiante
NL-Bij kamertemperatuur bewaren
IT-Conservare a temperatura ambiente
ES-Almacenar a temperatura ambiente
PT-Guardar a temperatura ambiente

SV-Förvaras i rumstemperatur
DA-Opbevares ved stuetemperatur
FI-Säilytettävä huoneenlämmössä.
EL-Φυλάξτε το σε θερμοκρασία δωματίου
RU-Хранить при комнатной температуре
PL-Przechowywać w temperaturze pokojowej
TK-Oda sıcaklığında saklayın

AR- قوامه في درجة حرارة الغرفة
KR- 실온에 보관하십시오
CH- 室温保存
TH- จัดเก็บ ณ อุณหภูมิห้อง
JA- 有害物



HAZARD RATING 4 = Severe 3 = Serious 2 = Moderate 1 = Slight 0 = Minimal



**For MSDS and additional information
about using Ultra-Etch, please go to
www.ultradent.com**

Ultradent syringes have an expiration date stamped on the side of the syringe consisting of one letter and three numbers. The letter is a lot number used for manufacturing purposes and the three numbers are the expiration date. The first two numbers are the month, and the third number is the last number of the year.

U.S. federal law restricts the sale of this device by or on the order of a dentist.
Keep out of reach of children.

For immediate reorder and/or complete descriptions of Ultradent's product line,
refer to Ultradent's catalog or call Toll Free **1-800-552-5512**.

Outside U.S. call (801) 572-4200
or visit www.ultradent.com.

© Copyright 2003 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured by:
Ultradent Products Inc.
505 West 10200 South
South Jordan, Utah 84095 USA

Made in USA

UL **ULTRADENT**
PRODUCTS, INC.

18005.6 010411