

Opalescence®

tooth whitening systems

EN-Tooth Whitening System

DE-Zahn-Aufhellungs-Systeme

FR-Système de blanchiment dentaire

NL-Tandenbleeksysteem

IT-Sistema per lo sbiancamento dei denti

ES-Sistema de Blanqueamiento de Dientes

PT-Sistema de Branqueamento de Dentes

SE-Tandbleknings system

DA-System til blegning af tænder

FI-Hampaiden valkaisu järjestelmä

NO-Tannblekingssystem

EL-Σύστημα Λεύκανσης Δοντιών

PL-System wybielania zębów


TK-Diş Beyazlatma Sistemi



Follow your dentist's instructions on how to load gel into your custom bleaching tray. Use no more than 1/3 to 1/2 of syringe.




Brush teeth before inserting tray. Lightly tap tray to adapt tray sides to teeth. Wear Opalescence 10% for 8-10 hours or overnight, Opalescence 15% for 4-6 hours, Opalescence 20% for 2-4 hours, and Opalescence 35% for 30 minutes.



Remove excess gel with clean finger or soft toothbrush.
Rinse twice; do not swallow rinsed gel.



If significant sensitivity occurs, stop treatment and consult dentist.



Clean tray with soft brush and cool tap water.
Store tray in case provided.



Nonvital Patient Applied Bleaching: Irrigate opening as instructed by dentist. Place gel into lingual access and tray.

Bleaching Precautions:

1. Do not use household bleach to whiten teeth.
2. Pregnant women should not bleach.
3. If you have any questions regarding the appropriate use of this product, including how long it will take to bleach your teeth, please consult our dentist as soon as possible.
4. Do not use tobacco products or eat while bleaching.
5. White spots on the enamel or that appear during bleaching may blend during continued bleaching process.
6. Teeth are naturally darker along the gumline. These areas may require more time to lighten than the rest of the tooth surface and usually remain slightly darker.

General Precautions:


1. A small percentage of patients experience sensitivity with bleaching. Should this occur, remove the tray and contact your dentist.
2. Foods and juices high in citric acid can cause sensitivity to the teeth.
3. Some patients have noticed temporary discomfort of the gums, lips, throat, or tongue. Should any of these symptoms persist more than two days or progressively worsen, call your dentist. These side effects will usually subside within 1-3 days after treatment is discontinued.
4. Coffee, tobacco, and other products can re-stain your teeth over time. Should this occur, the teeth can be re-whitened within a few nights using Opalescence.
5. Regular dental checkups and cleanings are important before and after bleaching to maintain a healthy smile.
6. Some old amalgam or "silver" fillings may leave a dark purple color in your bleaching tray; this is normal.
7. Crowns, bridges, partial dentures, veneers, and composite fillings will not bleach.
8. Store bleach out of the sun and heat. Refrigeration recommended. Do not freeze.
9. Discard any unused bleaching gel after treatment is completed.
10. Keep Opalescence out of reach of small children.
11. Do not swallow gel or rinsed gel. Product contains peroxide and may contain fluoride; swallowing large amounts can be harmful.



Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Zahnarztes zum Befüllen der individuellen Aufhellungs-Schiene mit Gel. Nicht mehr als 1/3 bis 1/2 des Spritzeninhalts verwenden.




Vor dem Einsetzen der Schiene die Zähne putzen. Schiene sanft andrücken, damit deren Seitenwände richtig an den Zähnen anliegen. Opalescence 10% 8-10 Stunden lang oder über Nacht, Opalescence 15% 4-6 Stunden lang, Opalescence 20% 2-4 Stunden lang und Opalescence 35% 30 Minuten lang einwirken lassen.



Überschüssiges Gel mit einem sauberen Finger oder einer weichen Zahnbürste entfernen. **Zweimal spülen, dabei das ausgespülte Gel nicht verschlucken.**



Bei deutlicher Empfindlichkeit die Behandlung abbrechen und den Zahnarzt konsultieren.



Die Schiene mit einer weichen Bürste und kaltem Leitungswasser reinigen. Schiene in dem mitgelieferten Behälter aufbewahren.



Aufhellung von devitalen Zähnen durch den Patienten: Öffnung wie vom Zahnarzt erläutert spülen. Gel in den zungenseitigen Zugang und die Schiene füllen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Bleaching:

- 1.** Keinesfalls Haushaltsbleichmittel zum Aufhellen verwenden.
- 2.** Schwangere sollten vom Bleaching Abstand nehmen.
- 3.** Bei Fragen zur richtigen Anwendung dieses Produkts oder zur Dauer der Aufhellungsbehandlung für die Zähne bitte so bald wie möglich Ihren Zahnarzt konsultieren.
- 4.** Während der Aufhellungsbehandlung nicht essen oder Tabakprodukte genießen.
- 5.** Beim Aufhellen auftretende weiße Flecken auf dem Zahnschmelz können bei weiterem Aufhellen verschwinden.
- 6.** Am Zahnfleisch sind Zähne natürlicherweise dunkler. Diese Bereiche brauchen unter Umständen länger zum Aufhellen als die übrigen Zahnflächen und bleiben gewöhnlich etwas dunkler.

Allgemeine Vorsichtshinweise:


- 1.** Ein kleiner Teil von Patienten reagiert beim Bleichen empfindlich. In diesem Fall die Schiene herausnehmen und Ihren Zahnarzt kontaktieren.
- 2.** Empfindliche Zähne können durch Nahrungsmittel und Säfte mit einem hohen Gehalt an Zitronensäure verursacht werden.
- 3.** Manche Patienten hatten zeitweilig ein unangenehmes Gefühl am Zahnfleisch, den Lippen, im Rachen oder auf der Zunge.
Den Zahnarzt benachrichtigen, wenn eines dieser Symptome länger als zwei Tage anhält oder schlimmer wird. Diese Nebenwirkungen gehen normalerweise binnen 1-3 Tagen nach Abbruch der Behandlung zurück.
- 4.** Kaffee, Tee und andere Produkte können auf Ihren Zähnen mit der Zeit neue Verfärbungen verursachen. Wenn dies geschieht, lassen sich die Zähne durch Anwendung von Opalescence in ein paar Nächten wieder aufhellen.
- 5.** Regelmäßige Kontrollen durch den Zahnarzt und Reinigung vor und nach dem Aufhellen tragen wesentlich dazu bei, Ihnen ein gesundes Lächeln zu erhalten.
- 6.** Manche alten Amalgam- oder „Silber“-Füllungen hinterlassen eine dunkelviolette Färbung in der Schiene. Das ist normal.
- 7.** Kronen, Brücken, Teilprothesen, Facetten und Komposit-Füllungen hellen sich nicht auf.
- 8.** Aufhellungsgel vor Sonneneinstrahlung und Wärme geschützt aufbewahren. Kühlung wird empfohlen. Nicht einfrieren.
- 9.** Ungenutztes Aufhellungsgel nach der Behandlung entsorgen.
- 10.** Opalescence von Kindern fernhalten.
- 11.** Gel oder ausgespültes Gel nicht verschlucken. Produkt enthält Peroxid und kann Fluorid enthalten; das Verschlucken größerer Mengen kann schädlich sein.



Suivez les instructions de votre dentiste pour charger le gel dans votre porte-empreinte de blanchiment sur mesure. N'utilisez pas plus de 1/3 ou 1/2 seringue.




Brossez-vous les dents avant d'insérer le porte-empreinte. Tapez doucement sur le porte-empreinte pour que les côtés s'adaptent aux dents. Portez l'Opalescence à 10% pendant 8 à 10 heures ou pendant la nuit, l'Opalescence à 15% pendant 4 à 6 heures, l'Opalescence à 20% pendant 2 à 4 heures et l'Opalescence à 35% pendant 30 minutes.



Enlevez l'excédent de gel avec un doigt propre ou une brosse à dents douce. **Rincez deux fois ; n'avalez pas le gel rincé.**



Si vous souffrez d'extrême sensibilité, arrêtez le traitement et consultez votre dentiste.



Nettoyez le porte-empreinte avec une brosse douce et l'eau froide du robinet. Rangez le porte-empreinte dans l'étui fourni.



Blanchiment des dents vitales appliqué par le patient : Irriguez l'ouverture selon les instructions de votre dentiste. Mettez le gel dans l'accès lingual et le porte-empreinte.

Précautions pour le blanchiment :

- 1.** N'utilisez pas de l'eau de javel ménagère pour blanchir vos dents.
- 2.** Les femmes enceintes de devraient pas se faire blanchir les dents.
- 3.** Si vous avez des questions concernant l'utilisation appropriée de ce produit, y compris combien de temps il faudra pour vous blanchir les dents, veuillez consulter votre dentiste dès que possible.
- 4.** N'utilisez pas de produits tabagiques et ne mangez pas pendant le blanchiment.
- 5.** Des taches blanches sur l'émail ou qui apparaissent pendant le blanchiment peuvent se fondre pendant un processus de blanchiment continu.
- 6.** Les dents sont naturellement plus sombres le long de la gencive. Cette zone peut exiger plus de temps pour s'éclaircir par rapport au reste de la surface dentaire et reste généralement un peu plus foncée.

Précautions générales :


- 1.** Un faible pourcentage de patients peut éprouver de la sensibilité avec le blanchiment. Si c'est votre cas, enlevez le porte-empreinte et contactez votre dentiste.
- 2.** Les aliments et les jus élevés en acide citrique peuvent provoquer de la sensibilité aux dents.
- 3.** Certains patients ont remarqué une gêne temporaire des gencives, des lèvres, de la gorge ou de la langue. Si ces symptômes persistent plus de deux jours ou empirent progressivement, appelez votre dentiste. Ces effets secondaires s'apaisent généralement 1 à 3 jours après l'arrêt du traitement.
- 4.** Le café, le tabac et autres produits peuvent retacher les dents. Si cela se produit, les dents peuvent être reblanchies en quelques nuits avec Opalescence.
- 5.** Des examens et des nettoyages dentaires réguliers sont importants avant et après le blanchiment pour maintenir un sourire radieux de santé.
- 6.** Certains vieux amalgames ou obturants « argentés » peuvent laisser une trace violette foncée dans votre porte-empreinte à blanchiment, c'est normal.
- 7.** Les couronnes, les ponts, les prothèses partielles, les facettes prothétiques et les obturations composites ne blanchiront pas.
- 8.** Entrez le produit de blanchiment à l'écart du soleil et de la chaleur. Réfrigération recommandée. Ne pas congeler.
- 9.** Jetez tout gel de blanchiment inutilisé après la fin du traitement.
- 10.** Gardez Opalescence hors de la portée des petits enfants.
- 11.** N'avalez pas le gel ni les produits de rinçage. Les produits contiennent du peroxyde et peuvent aussi contenir du fluor ; l'ingestion de grandes quantités de ces produits peut être nocive.



Volg de instructies van uw tandarts over de manier waarop u uw aangepaste bleeklepel met de gel vult. Gebruik niet meer dan 1/3 tot 1/2 van de inhoud van een spuit.




Borstel uw tanden en breng dan de bleeklepel aan. Tik lichtjes tegen de lepel zodat de zijken ervan zich aan de tanden aanpassen. Draag Opalescence 10% 8-10 uur of 's nachts, Opalescence 15% 4-6 uur, Opalescence 20% 2-4 uur en Opalescence 35% 30 minuten.



Verwijder overtollige gel met een schone vinger of een zachte tandenborstel. **Spoel twee keer; slik het spoelwater niet in.**



Als er aanzienlijke gevoeligheid optreedt, stop dan met bleken en raadpleeg uw tandarts.



Reinig de bleeklepel met een zachte borstel en koel kraanwater. Bewaar de lepel in de meegeleverde doos.



Niet-vitaal door de patiënt uitgevoerd bleken: Spoel de opening volgens de instructies van de tandarts. Doe de gel in de linguale toegang en bleeklepel.

Voorzorgsmaatregelen voor het bleken:

1. Gebruik geen huishoudelijk bleekmiddel om tanden te bleken.
2. Zwangere vrouwen dienen hun tanden niet te bleken.
3. Als u vragen hebt over het juiste gebruik van dit product, inclusief de tijd die nodig is om uw tanden te bleken, raadpleeg dan uw tandarts zo snel mogelijk.
4. Gebruik geen tabaksproducten en eet niet tijdens het bleken.
5. Witte plekken die op het tandglazuur aanwezig zijn of die tijdens het bleken verschijnen, kunnen gedurende het continue bleekproces in elkaar overlopen.
6. Tandnaden zijn van nature donkerder langs de tandvleeslijn. Het bleken van deze plaatsen kost wellicht meer tijd dan de rest van het tandoppervlak; deze plaatsen blijven dan ook meestal iets donkerder.

Algemene voorzorgsmaatregelen:


1. Een klein percentage patiënten ondervindt gevoeligheid tijdens het bleken. Als dit plaatsvindt, verwijder dan de bleeklepel en neem contact op met uw tandarts.
2. Voedsel en vruchtensappen met een hoog citroenzuurgehalte kunnen gevoelige tanden veroorzaken.
3. Sommige patiënten krijgen tijdelijk een ongemakkelijk gevoel van tandvlees, lippen, keel of tong. Als deze symptomen langer dan twee dagen aanhouden of langzamerhand erger worden, bel dan uw tandarts. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal binnen 1-3 dagen nadat de behandeling is stopgezet.
4. Koffie, tabak en andere producten kunnen ervoor zorgen dat uw tanden in de loop der tijd weer verkleuren. Als dit gebeurt, kunnen de tanden in een paar nachten opnieuw worden gebleekt met Opalescence.
5. Regelmatige controle door de tandarts en reiniging door de mondhygiënist zijn belangrijk zowel vóór als na het bleken om een gezonde glimlach te behouden.
6. Sommige oude amalgaam- of "zilveren" vullingen kunnen een donkere, paarse kleur achterlaten in uw bleeklepel; dit is normaal.
7. Kronen, bruggen, partiële gebitsprothesen, veneers en composietvullingen kunnen niet worden gebleekt.
8. Het bleekmiddel moet op een plaats worden bewaard waar het niet aan zon of hitte wordt blootgesteld. Het is raadzaam het product in de koelkast te bewaren. Niet invriezen.
9. Gooi eventuele ongebruikte bleekgel weg, nadat de behandeling is voltooid.
10. Houd Opalescence buiten het bereik van kleine kinderen.
11. Slik gel of gespoelde gel niet in. Het product bevat peroxide en kan fluoride bevatten; het inslikken van grote hoeveelheden kan schadelijk zijn.



Seguire le istruzioni del dentista su come inserire il gel nella mascherina individuale per sbiancamento. Non usare più di un terzo o della metà della siringa.




Pulire i denti prima di inserire la mascherina. Picchiettare leggermente la mascherina per adattarne i lati ai denti. Usare Opalescence 10% per 8-10 ore durante la notte, Opalescence 15% per 4-6 ore, Opalescence 20% per 2-4 ore e Opalescence 35% per 30 minuti.




Levare il gel in eccesso con le dita pulite o uno spazzolino morbido. **Sciacquare due volte, non ingoiare il gel.**



Se si verifica una sensibilità significativa, interrompere il trattamento e consultare un dentista.



Pulire la mascherina con uno spazzolino morbido sotto acqua fresca di rubinetto. Riporre la mascherina nella sua confezione.



Sbiancamento dei denti devitalizzati da parte del paziente: irrigare l'apertura come spiegato dal dentista. Mettere il gel nell'accesso linguale e nella mascherina.

Precauzioni per lo sbiancamento:

- 1.** Non usare candeggina per sbiancare i denti.
- 2.** Le donne in stato di gravidanza non dovrebbero sbiancare i denti.
- 3.** Per eventuali domande relative all'uso corretto di questo prodotto, tra cui anche il tempo necessario per lo sbiancamento dei denti, consultare il dentista non appena possibile.
- 4.** Non usare tabacco (fumare o masticare) o mangiare durante la procedura di sbiancamento.
- 5.** Le macchie bianche sullo smalto o quelle che si presenteranno durante le operazioni di sbiancamento, scompariranno nel proseguimento del trattamento.
- 6.** I denti sono naturalmente più scuri a livello cervicale. Queste aree potrebbero richiedere un periodo più lungo di sbiancamento rispetto al resto della superficie dei denti e rimangono di solito un po' più scure.

Precauzioni generali:


- 1.** Una percentuale minima di pazienti indica sensibilità durante lo sbiancamento. In tal caso levare la mascherina e contattare il dentista.
- 2.** Cibo e succhi di frutta con alto contenuto di acido citrico possono causare sensibilità ai denti.
- 3.** Alcuni pazienti hanno notato una sensazione fastidiosa temporanea alle gengive, alle labbra, alla gola o alla lingua. Nel caso in cui questi sintomi dovessero persistere per più di due giorni o se dovessero peggiorare, rivolgersi al dentista. Questi effetti collaterali generalmente scompaiono in 1-3 giorni dopo l'interruzione del trattamento.
- 4.** Caffè, tabacco e altri prodotti possono macchiare i denti. In tal caso, i denti possono essere nuovamente sottoposti a sbiancamento con Opalescence per alcune notti.
- 5.** È importante mantenere una buona igiene orale ed un controllo dei denti dopo le operazioni di sbiancamento per conservare a lungo un sorriso sano.
- 6.** È normale che alcuni materiali quali gli amalgami ed altri su base d'argento possano lasciare una colorazione viola scura nella mascherina.
- 7.** Corone, ponti, protesi parziali, faccette e compositi non saranno sbiancati.
- 8.** I prodotti per lo sbiancamento vanno conservati lontano dalla luce del sole e dal calore. Si suggerisce di conservare i prodotti in frigorifero. Non surgelare.
- 9.** Gettare via il gel non utilizzato dopo aver completato il trattamento.
- 10.** Tenere Opalescence lontano dalla portata dei bambini.
- 11.** Non ingoiare il gel o l'acqua di risciacquo. Il prodotto contiene perossido e potrebbe contenere del fluoro che, se ingoiati in quantità notevoli, possono essere pericolosi.



Siga las instrucciones de su dentista sobre cómo cargar el gel en su cubeta de blanqueamiento a medida. No utilice más de 1/3 a 1/2 jeringa.



Cepille los dientes, luego inserte la cubeta. Presione muy suavemente la cubeta para adaptar sus lados a los dientes. Uso de Opalescence 10%, 15%, 20%: retirar pasadas 8-10 horas durante la noche, 4-6 horas y 2-4 horas, respectivamente. Opalescence 35%: retirar después de 30 minutos.




Retire los excesos de gel con el dedo limpio o un cepillo dental suave.

Enjuague dos veces; no trague el enjuague.



De sentir una sensibilidad significativa, detenga el tratamiento y consulte a su dentista.



Limpie la cubeta con un cepillo dental suave y agua fría del grifo. Guarde la cubeta en el estuche que le fue entregado.



Blanqueamiento No Vital Aplicado por el Paciente:
Irrigue la abertura como le explicó su dentista. Coloque gel en el acceso lingual y en la cubeta.

Precauciones en el Blanqueamiento:

1. No utilice blanqueadores caseros para blanquear sus dientes.
2. Las mujeres embarazadas no deben efectuarse blanqueamientos.
3. Si tiene preguntas acerca del uso adecuado de este producto, incluso el tiempo que llevará blanquear los dientes, consulte a nuestro dentista tan pronto como le sea posible.
4. No coma ni utilice productos con tabaco mientras se efectúa el blanqueamiento.
5. Las manchas blancas en el esmalte, o manchas que aparezcan durante el blanqueamiento, pueden desaparecer con el proceso continuo de blanqueamiento.
6. Los dientes son naturalmente más oscuros en la zona cercana a la encía. Estas zonas pueden necesitar más tiempo para blanquear que el resto de la superficie del diente y normalmente permanecen un poco más oscuras.

Precauciones Generales:


1. Un pequeño porcentaje de pacientes experimentan sensibilidad con el blanqueamiento. Si esto le ocurre, retire la cubeta y contacte a su dentista.
2. Las comidas y los jugos con gran contenido de ácido cítrico pueden causar sensibilidad en los dientes.
3. Algunos pacientes han notado una incomodidad temporal en las encías, labios, garganta o lengua. Si alguno de estos síntomas persiste más de 2 días, o si empeoran progresivamente, llame a su dentista. Usualmente, estos efectos colaterales se calman de 1-3 días después de dejar el tratamiento.
4. El café, tabaco y otros productos pueden decolorar sus dientes con el tiempo. De ocurrir, los dientes pueden volver a blanquearse en unas pocas noches con el uso de Opalescence.
5. Las revisiones dentales regulares y las limpiezas son importantes, tanto antes como después del blanqueamiento, para mantener una sonrisa saludable.
6. Algunas amalgamas viejas, o empastes "plateados, éstos pueden dejar un color púrpura oscuro en su cubeta de blanqueamiento. Esto es normal.
7. Las coronas, puentes, dentaduras parciales, carillas y empastes compuestos no responden al blanqueamiento dental.
8. Almacene el gel blanqueador lejos del sol y el calor. Se recomienda mantener refrigerado. No congelar.
9. Descarte cualquier remanente de gel blanqueador una vez terminado el tratamiento.
10. Mantenga Opalescence lejos del alcance de niños pequeños.
11. No trague el gel o los enjuagues. El producto contiene peróxido y puede contener flúor. Tragar grandes cantidades puede ser dañino.



Siga as instruções do seu dentista sobre como colocar o gel na sua moldeira de branqueamento personalizada. Não utilize mais de 1/3 a 1/2 da seringa.




Escove os dentes antes de inserir a moldeira. Dê umas ligeiras pancadinhas na moldeira para adaptar os lados da moldeira aos dentes. Use o Opalescence 10% durante 8 a 10 horas ou durante a noite, Opalescence 15% durante 4 a 6 horas, Opalescence 20% durante 2 a 4 horas e Opalescence 35% durante 30 minutos.



Retire o gel em excesso com um dedo limpo ou uma escova de dentes suave. **Enxagúe duas vezes; não engula a água do enxaguamento.**



Se ocorrer uma sensibilidade significativa, pare o tratamento e consulte o seu dentista.



Limpe a moldeira com uma escova suave e água fria. Guarde a moldeira no estojo fornecido.



Branqueamento aplicado por pacientes com dentes desvitalizados: Irrigue a abertura conforme as instruções do dentista. Coloque o gel no acesso lingual e na moldeira.

Precauções de branqueamento:

1. Não utilize lixívia caseira para branquear dentes.
2. Mulheres grávidas não devem branquear os dentes.
3. Se tiver alguma dúvida em relação à utilização correcta deste produto, incluindo o tempo que demorará a branquear os seus dentes, consulte o nosso dentista o mais rapidamente possível.
4. Não fume nem coma durante o branqueamento.
5. Manchas brancas no esmalte ou que aparecem durante o branqueamento poderão fundir-se durante a continuação do processo de branqueamento.
6. Os dentes são naturalmente mais escuros ao longo da linha da gengiva. Estas zonas poderão demorar mais tempo para branquear do que o resto da superfície do dente e normalmente permanecem ligeiramente mais escuras.

Precauções Gerais:


1. Uma pequena percentagem de pacientes pode experimentar sensibilidade com o branqueamento. Se isto acontecer, retire a moldeira e contacte o seu dentista.
2. Comidas e bebidas com elevado teor de ácido cítrico podem provocar sensibilidade nos dentes.
3. Alguns pacientes relataram desconforto temporário das gengivas, lábios, garganta ou língua. Se qualquer um destes sintomas persistir mais do que dois dias ou se piorarem progressivamente, contacte o seu dentista. Estes efeitos secundários desaparecem normalmente dentro de 1 a 3 dias após a interrupção do tratamento.
4. Ao longo do tempo, o café, tabaco e outros produtos podem voltar a manchar os seus dentes. Se isto acontecer é possível voltar a branquear os dentes dentro de algumas noites utilizando o Opalescence.
5. Exames e limpezas dentárias regulares são importantes antes e depois do branqueamento para manter um sorriso saudável.
6. Algumas amálgamas antigas ou amálgamas de prata podem deixar uma cor roxa escura na moldeira de branqueamento; isto é normal.
7. Coroas, pontes, dentaduras parciais, facetas e obturações de compósitos não branqueiam.
8. Guarde o branqueador longe do sol e do calor. Recomenda-se a refrigeração. Não congele.
9. Descarte todo o gel de branqueamento não usado depois de o tratamento estar concluído.
10. Mantenha o Opalescence fora do alcance de crianças pequenas.
11. Não engula o gel nem o gel enxaguado. O produto contém peróxido e poderá conter flúor; engolir grandes quantidades pode ser prejudicial.



Följ din tandläkares anvisningar gällande laddning av gel i ditt specialtillverkade blekningsavtryck. Använd inte mera än 1/3-1/2 av sprutan.




Borsta tänderna innan du lägger in avtrycket. Knacka lätt på avtrycket för att passa in sidorna mot tänderna. Använd Opalescence 10 % i 8-10 timmar eller över natten, Opalescence 15 % i 4-6 timmar, Opalescence 20 % i 2-4 timmar, och Opalescence 35 % i 30 minuter.



Avlägsna överflödigt gel med ett rent finger eller en mjuk tandborste. **Skölj två gånger. Svälj inte gelet som sköljs bort.**



Avsluta behandlingen och rådfråga tandläkaren om det uppstår betydande känslighet.



Rengör avtrycket med en mjuk borste och kallt kranvatten. Förvara avtrycket i det därför avsedda fodralet.



Avital behandling som utförs av patienten: Spola öppningen enligt tandläkares anvisningar. Lägg gel i den linguala öppningen och i avtrycket.

Försiktighetsåtgärder vid blekning:

- 1.** Använd inte blekningsmedel för hushåll för att bleka tänder.
- 2.** Blekning av tänder bör inte utföras på gravida kvinnor.
- 3.** Vänd dig till tandläkaren så snart som möjligt om du har frågor gällande den riktiga användningen av denna produkt och även gällande hur lång tid det tar att bleka dina tänder.
- 4.** Användning av tobaksprodukter och intag av föda bör undvikas under blekningen.
- 5.** Vita fläckar på emaljen eller sådana som uppkommer under blekningen kan gå samman under den fortsatta blekningsprocessen.
- 6.** Tänderna är naturligt mörkare längs tandköttet. Dessa områden kan behöva en längre tid för att bli ljusare än resten av tandytan och de förblir vanligtvis en aning mörkare

Allmänna varningar:


- 1.** En liten andel av patienterna upplever känslighet vid blekning. Om detta händer bör du avlägsna avtrycket och kontakta din tandläkare.
- 2.** Livsmedel och safter som innehåller mycket citronsyra kan orsaka känslighet i tänderna.
- 3.** En del patienter har upplevt ett tillfälligt obehag i tandköttet, läpparna, halsen eller på tungan. Om något av dessa symptom håller i sig mer än två dagar eller försämras gradvis bör du ta kontakt med din tandläkare. Dessa biverkningar försvinner vanligtvis inom 1-3 dagar efter att behandlingen avbrutits.
- 4.** Kaffe, tobak och andra produkter kan med tiden åter missfärga dina tänder. Om detta händer kan tänderna blekas på nytt genom att Opalescence används under några nätter.
- 5.** För att behålla ett friskt leende är det viktigt att regelbundet kontrollera och rengöra tänderna före och efter blekningen.
- 6.** En del gamla amalgam- eller "silver"-plomber kan efterlämna en mörkblå färg i blekningsavtrycket. Detta är helt normalt.
- 7.** Kronor, bryggor, partiella tandproteser, keramer och kompositfyllningar reagerar inte på tandblekning.
- 8.** Förvara inte blekmedlet i sol och värme. Förvaring i kylskåp rekommenderas. Frys inte in.
- 9.** Släng allt oanvänt blekningsgel efter fullbordad behandling.
- 10.** Förvara Opalescence utom räckhåll för små barn.
- 11.** Svälj inte gelet, eller gel som blandas vid sköljning. Produkten innehåller peroxid och kan innehålla fluorid. Det kan vara skadligt att svälja stora mängder.



Følg din tandlæges vejledninger, om hvordan du skal lægge gelen ind i din individuelle blegeskinne. Du bør ikke bruge mere end 1/3 til 1/2 af en sprøjte.




Børst tænderne, inden du sætter skinnen ind. Bank let på skinnen for at forme den mod tænderne. Brug Opalescence 10 % i 8-10 timer eller natten over, Opalescence 15 % i 4-6 timer, Opalescence 20 % i 2-4 timer, og Opalescence 35 % i 30 minutter.



Fjern overskydende gel med en ren finger eller en blød tandbørste. Skyl to gange, men lad være at synke gelen.



Hvis der opstår kraftig følsomhed, skal du stoppe behandlingen og tale med din tandlæge.



Gør skinnen ren med en blød børste og koldt vand fra hanen. Skinnen skal opbevares i sin æske.



Nonvital blegning udført af patienten: Skyl åbningen ifølge din tandlæges vejledninger. Læg gel ind i åbningen og skinnen.

Forholdsregler ved tandblegning:

1. Der må ikke anvendes husholdningsblegemidler til at blege tænderne.
2. Gravide kvinder bør ikke blege deres tænder.
3. Hvis du har spørgsmål angående brugen af dette produkt, herunder hvor lang tid, det vil tage at blege dine tænder, bedes du tale med vores tandlæge så hurtigt som muligt.
4. Undgå at bruge tobaksprodukter eller at spise under blegningen.
5. Hvide pletter på emaljen eller nogle, der kommer til synes under blegningen, vil muligvis forsvinde under den fortsatte blegningsproces.
6. Tænder er normalt mørkere langs med tandkødsranden. Det kan tage længere tid at blege dette område end resten af tandoverfladen, og det bliver normalt ved med at være lidt mørkere.

Almene sikkerhedsforanstaltninger:


1. En lille procentdel af patienter mærker lidt følsomhed under blegningen. Hvis dette sker, skal du tage skinnen ud, og kontakte din tandlæge.
2. Madvarer og frugtjuice med stort indhold af citronsyre kan gøre tænder mere følsomme.
3. Nogle patienter har mærket midlertidigt ubehag i gummer, læber, hals eller tunge. Hvis nogle af disse symptomer varer længere end to dage eller forværres, skal du ringe til din tandlæge. Disse bivirkninger ophører normalt i 1-3 dage efter, at behandlingen er ophørt.
4. Kaffe, tobak og andre produkter kan plette dine tænder igen i løbet af tiden. Hvis det sker, kan tænderne gøres hvide igen i løbet af et par nætter med brug af Opalescence.
5. Normale tandlægebesøg og tandrensninger er vigtige inden og efter blegningen for at bevare det sunde smil.
6. Visse gamle amalgam- eller "sølv"-fyldninger kan efterlade en mørkilla farve i din blegeskinne. Det er helt normalt.
7. Kroner, broer, delproteser, facadekroner og plastfyldninger kan ikke bleges.
8. Blegemidler skal opbevares væk fra sol og varme. Opbevaring i køleskab anbefales. Må ikke fryses.
9. Kasser eventuel ubrugt blegegel, efter at behandlingen er afsluttet.
10. Opalescence skal opbevares utilgængeligt for små børn.
11. Undlad at synke gelen eller den skyllede gel. Produktet indeholder brintoverilte og kan indeholde fluor. Indtagelse af større mængder kan være skadeligt.



Noudata hammaslääkärisi antamia ohjeita geelin lataamisesta yksilöllisesti valmistettuun valkaisulusikkaan. Älä käytä enempää kuin 1/3 – 1/2-ruiskullista.




Harjaa hampaat ennen lusikan sisäänvientiä. Napsauta lusikkaa kevyesti jotta lusikan sivut asettuvat asianmukaisesti hampaita vasten. Anna valkaisuaineen vaikuttaa seuraavasti: Opalescence 10 % 8–10 tuntia tai yli yön, Opalescence 15 % 4–6 tuntia, Opalescence 20 % 2–4 tuntia ja Opalescence 35 % 30 minuuttia.




Poista liika geeli puhtaalla sormella tai pehmeällä hammasharjalla. **Huuhtelee kahdesti, älä niele huuhte-luun käytettyä vettä.**



Jos ilmenee merkittävää arkuutta, keskeytä hoito ja ota yhteys hammaslääkäriisi.



Puhdista lusikka pehmeällä harjalla viileää vesijohtovettä käyttäen. Säilytä lusikka sen kotelossa.



Juuriholdettujen hampaiden valkaisu: Huuhtelee aukko hammaslääkärin osoittamalla tavalla. Aseta geeli kielenpuoleiseen aukkoon ja lusikkaan.

Valkaisua koskevat varoitukset:

- 1.** Älä käytä klooriliuosta hampaiden valkaisuun.
- 2.** Raskaana olevien naisten hampaita ei pitäisi valkaista.
- 3.** Jos sinulla on tämän tuotteen asianomaista käyttöä koskevia kysymyksiä, valkaisuun kestoa koskevat kysymykset mukaan lukien, ota yhteys hammaslääkäriisi niin pian kuin mahdollista.
- 4.** Älä käytä tupakkatuotteita tai syö valkaisuun aikana.
- 5.** Kiihteessä ilmenevät tai hoidon aikana ilmestyvät valkoiset läikät voivat hävitä valkaisuun jatkuessa.
- 6.** Hampaat ovat luonnollisesti tummempia ienreunassa. Nämä alueet vaativat enemmän aikaa vaalenemiseen kuin hampaan muut pinnat, ja ne jäävät tavallisesti hieman tummemmiksi.

Yleisiä varoituksia:


- 1.** Pienellä osalla potilaista esiintyy arkuutta hampaiden valkaisuun yhteydessä. Jos näin käy, ota valkaisulusikka pois suusta ja ota yhteys hammaslääkäriisi.
- 2.** Runsaasti sitruunahappoa sisältävät ruuat ja mehut voivat aiheuttaa hampaiden arkuutta.
- 3.** Joillakin potilailla on esiintynyt tilapäistä ikenien, huulten, nielun tai kielen vaivaa. Jos nämä oireet kestävät yli kaksi vuorokautta tai pahenevat jatkuvasti, ota yhteys hammaslääkäriisi. Nämä haittavaikutukset häviävät yleensä 1 -3 vuorokauden kuluttua hoidon lopettamisen jälkeen.
- 4.** Kahvi, tupakka ja muut tuotteet voivat värjätä hampaasi uudestaan. Jos näin käy, hampaat voidaan valkaista uudestaan muutamassa yössä Opalescence-valkaisulla.
- 5.** Hampaiden säännölliset tarkastukset ja säännöllinen puhdistaminen ennen valkaisuun ja sen jälkeen ovat tarpeen kauniin hymyn ylläpitämiseksi.
- 6.** Jotkut vanhat amalgaami- tai "hopea"-paikat voivat jättää valkaisulusikkaan tumman sinipunaisen jäljen; tämä on kuitenkin normaalia.
- 7.** Kruunut, sillat, osaproteesit, laminaatit ja komposiittipaikat eivät vaalene.
- 8.** Säilytä valkaisuaine suojattuna auringolta ja lämmöltä. Suosittelemme säilytystä jääkaapissa. Älä anna jäätyä.
- 9.** Hävitä kaikki käyttämätön valkaisuaine kun käsittely on suoritettu loppuun.
- 10.** Opalescence-valkaisuaine on pidettävä poissa pienten lasten ulottuvilta ja näkyviltä.
- 11.** Älä niele geeliä tai huuhteluun käytettyä nestettä. Tuote sisältää peroksidia ja voi sisältää fluoria; suurten määrien nieleminen voi olla haitallista.



Følg instruksjonene fra tannlegen din om hvordan gelen skal legges inn i din spesialtilpassede blekingsskinne. Ikke bruk mer enn 1/3 til 1/2-del av sprøyten.




Puss tennene før du setter inn skinnen. Slå lett på skinnen med fingrene for å få det til å sette seg riktig på tennene. Bruk Opalescence 10% i 8-10 timer, eller over natten, Opalescence 15% i 4-6 timer, Opalescence 20% i 2-4 timer, og Opalescence 35% i 30 minutter.



Fjern overskytende gel med en ren finger eller myk tannbørste. **Skyll munnen to ganger. Ikke svelg gel som skylles ut.**



Hvis betydelig ømhet oppstår, stopp behandlingen og kontakt tannlegen.



Rengjør skinnen med en myk børste og kaldt springvann. Oppbevar skinnen i esken som medfølger.



Nonvital pasientapplisert blekemiddel: Skyll åpningen som beskrevet av tannlegen. Plasser gel i åpningen og skinnen.

Forholdsregler ved tannbleking:

1. Det må ikke brukes husholdningsblekemidler til å bleke tennene.
2. Gravide kvinner bør ikke bleke tennene.
3. Hvis du har spørsmål angående bruk av dette produktet, herunder hvor lang tid, det vil ta å bleke tennene dine, bes du ta kontakt med vår tannlege så raskt som mulig.
4. Unngå å bruke tobakksprodukter og å spise under blekingen.
5. Hvite flekker på emaljen eller noen som kommer til syne under blekingen, vil muligens forsvinne under den fortsatte blekningsprosessen.
6. Tenner er normalt mørkere langsmed tandkjøttranden. Det kan ta lengre tid å bleke dette området enn resten av tannoverflaten, og det vil normalt sett fremdeles være litt mørkere.

Generelle sikkerhetsforholdsregler:


1. En liten prosentandel av pasientene merker litt følsomhet under blekingen. Hvis dette skjer, skal du ta skinnen ut, og kontakte din tannlege.
2. Matvarer og fruktjuice med stort innhold av sitronsyre kan gjøre tennene mer følsomme.
3. Noen pasienter har merket midlertidig ubehag i gummer, lepper, hals eller tunge. Hvis noen av disse symptomene varer lengre enn to dager eller forverres, skal du ringe til din tannlege. Disse bivirkningene opphører normalt 1-3 dager etter at behandlingen er opphørt.
4. Kaffe, tobakk og andre produkter kan sette flekker på tennene dine igjen i løpet av tiden. Hvis det skjer, kan tennene gjøres hvite igjen i løpet av et par netter med bruk av Opalescence.
5. Normale tannlegebesøk og tannrensninger er viktige før og etter blekingen for å bevare et pent smil.
6. Visse gamle amalgam- eller "sølv"-fyllinger kan etterlate en mørkilla farge i blekeskinnen. Det er helt normalt.
7. Kroner, broer, delproteser, fasadekroner og plastfyllinger kan ikke blekes.
8. Blekemidler skal oppbevares borte fra sol og varme. Oppbevaring i kjøleskap anbefales. Må ikke fryses.
9. Kasser eventuell ubrukt blekegel, etter at behandlingen er avsluttet.
10. Opalescence skal oppbevares utilgjengelig for små barn.
11. Unnlatt å svelge gelen eller den skyllede gel. Produktet inneholder brintoverilt og kan inneholde fluor. Inntak av større mengder kan være skadelig.



Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνει ο οδοντίατρός σας όσον αφορά τη φόρτωση του τζελ στον εξατομικευμένο δίσκο λεύκανσης που έχετε. Μην χρησιμοποιήσετε περισσότερο από το 1/3 έως το 1/2 της σύριγγας.




Βουρτσίστε τα δόντια προτού εισάγετε το δίσκο. Χτυπήστε ελαφρά το δίσκο για να προσαρμοστούν οι πλευρές του δίσκου στα δόντια. Φορέστε το Opalescence 10% επί 8-10 ώρες ή ολονύχτια, το Opalescence 15% επί 4-6 ώρες, το Opalescence 20% επί 2-4 ώρες, και το Opalescence 35% επί 30 λεπτά.



Αφαιρέστε το περίσσιο τζελ με καθαρά δάχτυλα ή μαλακή οδοντόβουρτσα. **Ξεπλύντε δύο φορές, μην καταπίνετε το ξεπλυμένο τζελ.**



Εάν παρουσιαστεί σημαντική ευαισθησία, σταματήστε τη θεραπεία και συμβουλευθείτε οδοντίατρο.



Καθαρίστε το δίσκο με μαλακή βούρτσα και κρύο νερό από τη βρύση. Αποθηκεύστε το δίσκο στη θήκη που παρέχεται.



Λεύκανση άπολων δοντιών που εφαρμόζεται από τον ασθενή: Κάνετε έκπλυση στο άνοιγμα σύμφωνα με τις οδηγίες του οδοντίατρου. Τοποθετήστε το τζελ στη γλωσσική πρόσβαση και στο δίσκο.

Προφυλάξεις σχετικά με τη Λεύκανση:

1. Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό οικιακής χρήσης για να λευκάνετε τα δόντια.
2. Οι έγκυες δεν πρέπει να κάνουν λεύκανση.
3. Εάν έχετε οτιδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την κατάλληλη χρήση αυτού του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης και της ερώτησης σχετικά με το πόση ώρα θα πάρει για να λευκανθούν τα δόντια σας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό μας όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
4. Μην καπνίζετε ούτε να τρώτε όταν κάνετε τη λεύκανση.
5. Οι άσπρες κηλίδες στην αδαμάντινη ή όταν εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της λεύκανσης μπορεί να αναμιχθούν κατά τη διάρκεια της συνεχόμενης διαδικασίας λεύκανσης.
6. Τα δόντια είναι φυσικά πιο σκούρα κατά μήκος της γραμμής ούλων. Αυτές οι περιοχές ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να ασπρίσουν από ότι χρειάζεται η υπόλοιπη επιφάνεια του δοντιού και συνήθως παραμένουν πιο σκούρες.

Γενικές προφυλάξεις:


1. Ένα μικρό ποσοστό των ασθενών παρουσιάζουν ευαισθησία κατά τη λεύκανση. Εάν συμβεί αυτό, αφαιρέστε το δίσκο και επικοινωνήστε με τον οδοντίατρό σας.
2. Οι τροφές και οι χυμοί που περιέχουν υψηλή συγκέντρωση κιτρικού οξέος μπορεί να προκαλέσουν ευαισθησία στα δόντια.
3. Ορισμένοι ασθενείς έχουν παρατηρήσει προσωρινή δυσχέρεια στα ούλα, στα χείλη, στο λαιμό ή στη γλώσσα. Εάν παραμείνουν αυτά τα συμπτώματα για περισσότερο από δύο μέρες ή χειροτερεύσουν, τηλεφωνήστε στον οδοντίατρό σας. Αυτές οι παρενέργειες θα μειωθούν συνήθως εντός 1-3 ημερών αφότου σταματήσει η θεραπεία.
4. Ο καφές, ο καπνός, και άλλα προϊόντα ενδέχεται να προκαλέσουν κηλιδώσεις εκ νέου στα δόντια σας με το πέρασμα του χρόνου. Εάν συμβεί αυτό, τα δόντια μπορούν να λευκανθούν ξανά μέσα σε λίγες νύχτες, χρησιμοποιώντας το προϊόν.
5. Οι τακτικές οδοντιατρικές εξετάσεις και ο καθαρισμός είναι σημαντικά πριν και μετά τη λεύκανση για να διατηρηθεί ένα υγιές χαμόγελο.
6. Ορισμένα παλαιά αμαλγάματα ή "ασημένια" σφραγίσματα ενδέχεται να αφήσουν ένα σκούρο μοβ χρώμα στο δίσκο λεύκανσης που έχετε. Αυτό είναι φυσιολογικό.
7. Οι στεφάνες, οι γέφυρες, οι μερικές οδοντοστοιχίες, οι καπλαμάδες, και τα σφραγίσματα με ρητίνη δεν θα λευκανθούν.
8. Αποθηκεύστε το λευκαντικό μακριά από τον ήλιο και τη θερμότητα. Συνιστάται να αποθηκευτεί στο ψυγείο. Μην το βάζετε στην κατάψυξη.
9. Πετάξτε όσο λευκαντικό τζελ δεν χρησιμοποιήθηκε αφότου ολοκληρωθεί η θεραπεία.
10. Φυλάξτε το Opalescence μακριά από μικρά παιδιά.
11. Μην καταπίνετε το τζελ ή το ζελλυμέντο τζελ. Το προϊόν περιέχει υπεροξειδίο και ενδέχεται να περιέχει φθόριο. Η κατάποση μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να αποβεί επιβλαβής.



Nalożyć żel do indywidualnie wykonanej nakładki w sposób pokazany przez dentystę. Nie nakładać więcej niż 1/3 do 1/2 zawartości strzykawki do jednej nakładki.




Wyszczotkować zęby i założyć nakładkę. Lekko docisnąć nakładkę, aby jej boki przylegały do zębów. Czas założenia nakładki, w przypadku Opalescence 10% – 8-10 godz. albo noc, w przypadku Opalescence 15% – 4-6 godz., w przypadku Opalescence 20% – 2-4 godz., a w przypadku Opalescence 35% – 30 min.



Usunąć nadmiar żelu przy pomocy czystego palca lub miękkiej szczoteczki do zębów. **Dwukrotnie przepłukać usta wodą; nie połykać splukanego żelu.**



W przypadku wystąpienia objawów wyraźnej nadwrażliwości należy wstrzymać kurację i skontaktować się ze stomatologiem.



Nakładkę myć miękką szczoteczką pod zimną wodą bieżącą. Nakładkę przechowywać w specjalnym dostarczonym pudełku.



Wybielanie zębów martwych: Przepłukać otwór w zębie według instrukcji stomatologa. Wprowadzić żel do otworu oraz do nakładki.

Ostrzeżenia dotyczące wybielania:

1. Nie wybielać zębów przy użyciu wybielaczy przeznaczonych do stosowania w gospodarstwie domowym.
2. Nie przeprowadzać wybielania zębów u kobiet ciężarnych.
3. W przypadku zapytań z zakresu prawidłowego używania niniejszego produktu, w tym jak długo należy stosować w konkretnym przypadku kurację, prosimy o jak najszybsze skonsultowanie się z naszym stomatologiem.
4. Podczas zabiegu wybielania nie używać produktów tytoniowych i nie spożywać pokarmów.
5. Białe plamy na szklivię, ewentualnie ujawniające się podczas wybielania, mogą wyrównać się w trakcie procesu wybielania.
6. Części zębów przy linii dziąseł są z reguły ciemniejsze. Obszary te mogą wymagać dłuższego czasu do uzyskania efektu rozjaśnienia niż pozostałe części zęba, i zwykle pozostają lekko ciemniejsze.

Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa:


1. Pewien niewielki odsetek pacjentów odczuwa nadwrażliwość podczas kuracji. W takim przypadku należy zdjąć nakładkę z zębów i skontaktować się z dentystą prowadzącym.
2. Kwaśne produkty żywnościowe i soki mogą wywoływać nadwrażliwość zębów.
3. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać przejściowe dolegliwości dziąseł, warg, gardła lub języka. Jeżeli trwają one dłużej niż dwa dni, albo nasilają się, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Takie efekty uboczne zwykle ustępują w przeciągu 1-3 dni po skończeniu kuracji.
4. Kawa, tytoń i inne produkty mogą z upływem czasu wywoływać ponowne ciemnienie zębów. W takim przypadku należy powtórzyć w ciągu kilku nocy kurację preparatem Opalescence.
5. Dla zachowania zdrowego, pięknego uśmiechu ważne jest regularne zgłaszanie się do dentysty na badania kontrolne i oczyszczanie zębów, zarówno przed jak i po kuracji wybielania.
6. Niektóre stare wypełnienia amalgamatowe mogą powodować powstanie purpurowych zabarwień na nakładce; jest to zjawisko normalne.
7. Korony, mostki, uzupełnienia protetyczne, licówki i wypełnienia kompozytowe nie ulegają wybieleniu.
8. Nie narażać preparatu wybielającego na działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury. Zaleca się trzymać w chłodziarce. Nie zamrażać.
9. Resztki żelu pozostałego po zakończeniu kuracji należy wyrzucić.
10. Preparat Opalescence należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
11. Nie polykać żelu, ani płynu po jego płukaniu. Produkt zawiera nadtlenek karbamidu oraz może zawierać fluor; spożycie większej ilości może być szkodliwe dla zdrowia.



Diş hekiminizin talimatlarını izleyerek jeli özel beyazlatma tepsisine yükleyin. Şırınganın en fazla 1/3 - 1/2'si kullanılmalıdır.




Dişleri fırçalayın ve sonra tepsiyi yerleştirin. Kenarları dişlere oturtmak için tepsiyi hafifçe vurun. Opalescence %10 8-10 saat veya gece boyunca, Opalescence %15 4-6 saat, Opalescence %20 2-4 saat ve Opalescence %35 30 dakika kullanılmalıdır.



Fazla jeli temiz bir parmakla veya yumuşak bir diş fırçasıyla alın. **Ağzınızı iki kez çalkalayın; çalkalama suyunu yutmayın.**



Belirgin hassasiyet oluyorsa tedaviyi durdurun ve diş hekiminize danışın.



Tepsiyi yumuşak bir fırça ve soğuk musluk suyuyla temizleyin. Tepsiyi sağlanan çantada saklayın.



Hasta Tarafından Uygulanan Nonvital Beyazlatma: Açıklığı diş hekiminin talimatına göre yıkayın. Jeli lingual erişim kısmına ve tepsiyeye yerleştirin.

Beyazlatmayla İlgili Önlemler:

1. Dişleri beyazlatmak için ev tipi çamaşır suyu kullanmayın.
2. Hamile kadınlar dişlerini beyazlatmamalıdır.
3. Dişlerinizin beyazlamasının alacağı süre dahil olmak üzere bu ürünün doğru kullanımıyla ilgili sorularınız varsa lütfen mümkün olduğunca kısa sürede diş hekiminize danışın.
4. Beyazlatma sırasında tütün ürünleri kullanmayın ve hiçbir şey yemeyin.
5. Mine üzerinde bulunan veya beyazlatma sırasında ortaya çıkan beyaz noktalar beyazlatma süreci devam ettikçe çevre dokulara uyum sağlayabilir.
6. Dişler diş eti çizgisi boyunca doğal olarak biraz daha koyudur. Bu bölgelerin renginin açılması diş yüzeyinin kalan bölgelerinden daha uzun zaman gerektirebilir ve genellikle biraz daha koyu kalırlar.

Genel Önlemler:

1. Az sayıda hasta diş beyazlatma sonrasında hassasiyet yaşarlar. Bu durumda tepsiyi çıkarın ve diş hekiminizle irtibat kurun.
2. Sitrik asit içeriği yüksek gıdalar ve meyve suları diş hassasiyetine neden olabilir.
3. Bazı hastalar diş etleri, dudaklar, boğaz ve dilde geçici rahatsızlık farketmişlerdir. Bu yakınmaların herhangi biri iki günden uzun sürer veya giderek artarsa diş hekiminizi arayın. Bu yan etkiler genellikle tedavi kesildikten sonra 1-3 gün içinde geçecektir.
4. Kahve, tütün ve diğer ürünler zamanla dişlerinizi tekrar boyayabilir. Bu durumda dişler birkaç gece Opalescence uygulanarak tekrar beyazlatılabilir.
5. Diş beyazlatmadan önce ve sonra sağlıklı bir gülüşü devam ettirmek için düzenli diş kontrolleri ve temizletme önemlidir.
6. Bazı eski amalgam veya "gümüş" dolgular beyazlatma tepsinizde koyu mor bir renk bırakabilir; bu normaldir.
7. Kronlar, köprüler, kısmi takma dişler veneerler ve kompozit dolgular beyazlaşmaz.
8. Beyazlatıcıyı güneşten ve sıcaktan koruyun. Buzdolabında tutulması önerilir. Dondurmayın.
9. Tedavi tamamlandıktan sonra varsa kullanılmamış beyazlatıcı jeli atın.
10. Opalescence'i küçük çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
11. Jeli veya çalkalama suyunu yutmayın. Ürün peroksit içerir ve florür içerebilir; çok miktarda yutulması zararlı olabilir.

Opalescence

whitening toothpaste

DE - Zahncreme für strahlende Zähne/**FR** - Dentifrice blanchissant/**NL** - Blekende tandpasta
IT - Dentifricio sbiancante/**ES** - Pasta Dental Blanqueadora/**PT** - Pasta de dentes branqueadora
SE - blekningstandkräm/**DA** - blegetandpasta/**FI** - valkaiseva hammastahna/**NO** - Blekende tannpasta/
EL - λευκαντική οδοντόκρεμ/**PL** - Wybielająca pasta do zębów/**TK** - Beyazlatıcı Diş Macunu

EN - Cool mint with fluoride/**DE** - Kühler Mintgeschmack, mit Fluorid/**FR** - Fraîcheur menthe au fluor
NL - Cool mint met fluoride/**IT** - Menta fredda al fluoro/**ES** - Menta fresca con fluoruro/**PT** - Sabor fresco a menta com flúor/**SE** - Frisk mintsmaak med fluor/**DA** - Kølilig mint med fluor/**FI** - Villeä minttu yhdessä fluoridin kanssa/**NO** - Cool mint med fluor/**EL** - φθοριούχος με γεύση μέντας/**PL** - Silnie miętowa z fluorem/**TK** - Florürlü serinletici nane

EN - Indications: Aids in the prevention of dental decay./**DE - Indikation:** Zum Schutz der Zahngesundheit.
FR - Indications: aide à la prévention des caries dentaires./**NL - Indicaties:** Helpt bij het voorkomen van tandbederf./**IT - Indicazioni:** Contribuisce a prevenire la carie dentaria./**ES - Indicaciones:** Ayuda en la prevención de caries dentales/**PT - Indicações:** Ajuda a evitar a cárie dentária.
SE - Indikationer: Motverkar tandröta./**DA - Indikationer:** Medvirker til forebyggelse mod karies.
FI - Indikaatiot: auttaa hammasmädän estämistä./**NO - Indikasjoner:** Hjelper på bekjempelse av tannrøte./**EL - νδείξεις:** Βοηθά στην πρόληψη της τερηδόνας./**PL - Wskazania:** Pomaga w zapobieganiu próchnicy zębowej./**TK - Endikasyonlar:** Diş çürüklerinin önlenmesine yardımcı olur.

EN - Directions: Adults and children over 6 years of age: Brush teeth thoroughly, preferably after each meal or at least twice a day, or as directed by a dentist or physician. Children 6 years and younger: Use a pea-sized amount for supervised brushing to minimize swallowing. In case of intake of fluoride from other sources, consult a dentist or physician. Children under 2 years of age: Consult a dentist or physician.

DE - Anwendung: Erwachsene und Kinder über 6 Jahre: Zähne sorgfältig putzen, vorzugsweise nach jeder Mahlzeit oder mindestens zweimal täglich, oder nach zahnärztlicher oder ärztlicher Anweisung. Kinder bis zu 6 Jahren: Eine erbsengroße Menge für beaufsichtigtes Putzen auftragen, damit sie so

wenig wie möglich davon verschlucken. Bei Einnahme von Fluoriden aus anderen Quellen einen Zahnarzt oder Arzt zu Rate ziehen. Kinder unter 2 Jahren: Einen Zahnarzt oder Arzt zu Rate ziehen.

FR - Mode d'emploi: Adultes et enfants de plus de 6 ans : brosser les dents soigneusement, de préférence après chaque repas ou au moins deux fois par jour ou selon les instructions données par un dentiste ou un médecin. Enfants de moins de 6 ans : utiliser une quantité de la taille d'un petit pois pendant un brossage surveillé pour minimiser le risque d'avaler le produit. En cas de prise de fluorure à partir d'autres sources, consulter un dentiste ou un médecin. Enfant de moins de 2 ans : consulter un dentiste ou un médecin.

NL - Aanwijzingen: Volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder: tanden grondig poetsen, bij voorkeur na iedere maaltijd, maar ten minste tweemaal daags, of volgens de aanwijzingen van een tandarts of arts. Kinderen t/m 6 jaar: houd toezicht en gebruik een hoeveelheid ter grootte van een erwt om inslikken tot een minimum te beperken. Raadpleeg een arts of tandarts als u op een andere manier fluoride inneemt. Kinderen jonger dan 2 jaar: raadpleeg een tandarts of arts.

IT - Istruzioni: adulti e bambini sopra i 6 anni: spazzolare i denti preferibilmente dopo ogni pasto o almeno due volte al giorno oppure in base alle indicazioni del dentista o del medico. Bambini di età inferiore ai 6 anni: per uno spazzolamento corretto e controllato usare una quantità di dentifricio grande come un pisello per ridurre al minimo la possibilità di ingoiarne anche una quantità minima. Nel caso si assuma del fluoro da altre fonti, consultare un dentista o un medico. Bambini sotto i 2 anni: consultare un dentista o un medico.

ES - Instrucciones: Adultos y niños de más de 6 años de edad: Cepille sus dientes a conciencia, preferiblemente después de cada comida o por lo menos dos veces por día, o como lo indique su dentista o su médico. Niños de 6 años o menos: Utilice una cantidad del tamaño de un maní y supervise el cepillado para minimizar la ingestión. En caso de que ya reciba flúor de otras fuentes, consulte al dentista o al médico. Niños menores de 2 años: Consulte al dentista o al médico.

PT - Instruções: adultos e crianças com idade superior a 6 anos: escovar os dentes, preferencialmente após cada refeição ou pelo menos duas vezes ao dia ou conforme indicado por um dentista ou médico. Crianças com 6 anos de idade ou inferior: utilizar uma quantidade do tamanho de uma ervilha e com supervisão durante a escovagem para minimizar a ingestão. Em caso de toma adicional de flúor, consultar um dentista ou médico. Crianças com idade inferior a 2 anos: consultar um dentista ou médico.

SE - Anvisningar: Vuxna och barn över 6 år: Borsta tänderna noga, helst efter varje måltid eller minst två gånger om dagen, eller som angetts av tandläkare eller läkare. Barn, 6 år eller yngre: Använd en mängd stor som en ärtä till borstning under uppsikt så att barnet sväljer så lite som möjligt. Om fluorid intas på annat sätt bör tandläkare eller läkare rådfrågas. Barn under 2 år: Rådgör med tandläkare eller läkare.

DA - Vejledninger: Voksne og børn over 6 år: Børst tænderne grundigt, helst efter hvert måltid eller mindst to gange om dagen eller ifølge vejledninger fra tandlæge eller læge. Børn på 6 år og under: Brug en lille mængde på størrelse med en ært til superviseret tandbørstning for at minimere risikoen for at sluge tandpastaen. Konsulter en tandlæge eller læge i tilfælde af indtagelse af fluorid fra andre kilder. Børn under 2 år: Konsulter en tandlæge eller læge.

FI - Käyttöohjeet: Aikuiset ja yli 6-vuotiaat lapset: Harjaa hampaat kunnolla, mieluiten joka aterian jälkeen tai vähintään kahdesti vuorokaudessa, tai hammaslääkärin tai lääkärin ohjeiden mukaisesti. Kuusivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset: Käytä herneen kokoista määrää ja valvo lasta harjauksen aikana nielemisen minimoimiseksi. Jos fluoridia saadaan muusta lähteestä, kysy neuvoa hammaslääkäriltä tai lääkäriltä. Alle 2-vuotiaat lapset: Kysy neuvoa hammaslääkäriltä tai lääkäriltä.

NO- Bruksanvisning: Voksne og barn over 6 år: Puss tennene grundig, helst etter hvert måltid eller minst to ganger daglig, eller etter anvisning fra lege eller tannlege. Barn fra 6 år og yngre: Bruk mengde i ertestørrelse og puss tennene under tilsyn, for å redusere svelging. Dersom fluor fra andre kilder har blitt svelgt, kontakt lege eller tannlege. Barn under 2 år: Kontakt lege eller tannlege.

EL - Οδηγίες: Για ενήλικους και παιδιά άνω των 6 ετών: Βουρτσίστε καλά τα δόντια, προτιμότερα μετά από κάθε γεύμα ή τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα, ή σύμφωνα με τις οδηγίες του οδοντιάτρου ή του ιατρού. Παιδιά 6 ετών και μικρότερα: Χρησιμοποιήστε ένα ποσοστό σε μέγεθος ρεβυθιού για εποπτευόμενο βούρτσισμα προς ελαχιστοποίηση κατάποσης της οδοντόπαστας. Σε περίπτωση κατάποσης φθοριούχου άλατος από άλλες πηγές, συμβουλευτείτε οδοντίατρο ή ιατρό. Παιδιά 2 ετών ή μικρότερα: Συμβουλευτείτε οδοντίατρο ή ιατρό.

PL - Zalecenia: Dorosli i dzieci powyżej 6 lat: Szczotkować dokładnie zęby najlepiej po każdym posiłku lub co najmniej 2 razy dziennie, albo zgodnie z zaleceniami stomatologa lub lekarza ogólnego. Dzieci do 6 lat: Nałożyć porcję pasty wielkości ziarna grochu i szczotkować pod nadzorem dorosłych aby zminimalizować połknięcie. W przypadku przyjmowania fluoru z innych źródeł skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem ogólnym. Dzieci poniżej 2 lat: Skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem ogólnym.

TK - Talimat: Yetişkinler ve 6 yaşından büyük çocuklar: Dişleri tercihen her yemekten sonra veya günde en az iki kez olmak üzere bir diş hekimi veya doktorun önerdiği şekilde iyice fırçalayın. 6 yaş veya altındaki çocuklar: Yutmayı en aza indirmek üzere birisinin kontrolü altında diş fırçalama için bezelye büyüklüğünde bir miktar kullanın. Diğer kaynaklardan florür alınması durumunda bir diş hekimi veya doktora danışın. 2 yaş altındaki çocuklar: Bir diş hekimi veya doktora danışın.

EN - Warning: As with all fluoride toothpastes, keep out of the reach of children under 6 years of age. If you accidentally swallow more than used for brushing, seek professional assistance or contact a Poison Control Center immediately. Regulations on administering fluoride containing products may differ from country to country.

DE - Warnung: Bewahren Sie die Zahncreme auferhalb der Reichweite von Kindern unter 6 Jahren auf (dies gilt für alle fluoridhaltigen Zahncremes). Falls versehentlich sehr viel Zahncreme verschluckt wird, ziehen Sie einen Arzt oder Zahnarzt hinzu, oder wenden Sie sich an die nächst gelegene Giftinformationszentrale. Die Vorschriften zum Umgang mit fluoridhaltigen Produkten variieren je nach Land.

FR - Avertissement: comme pour tous les dentifrices fluorés, tenir hors de portée des enfants de moins de 6 ans. En cas d'ingestion accidentelle de dentifrice en quantité plus importante que celle utilisée pour un brossage, consulter un médecin ou contacter sans délai le centre antipoison. La réglementation relative à l'administration de produits fluorés peut différer d'un pays à l'autre.

NL - Waarschuwing: Zoals alle fluoridetandpasta's moet u ook deze buiten het bereik van kinderen jonger dan 6 jaar bewaren. Als u per ongeluk meer inslikt dan gebruikt wordt voor het poetsen, vraag dan meteen advies aan een deskundige of neem contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. De voorschriften voor het toedienen van producten die fluoride bevatten, kunnen van land tot land verschillen.

IT - Attenzione: Come per tutti i dentifrici a base di fluoro, conservare fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 6 anni. In caso di deglutizione di una dose superiore a quella normalmente usata per il lavaggio, rivolgersi immediatamente a un medico o a un centro antiveneni. Le normative relative alla somministrazione di prodotti a base di fluoro possono essere diverse da paese a paese.

ES - Advertencia: Como todas las pastas dentales con fluoruro, manténgala fuera del alcance de niños menores de 6 años. Si accidentalmente traga una cantidad mayor a la que utilizaría para cepillar los dientes, obtenga ayuda profesional o llame a un Centro de Control de Veneno inmediatamente. Las leyes que regulan la administración de productos que contienen fluoruro, difieren de país a país.

PT - Advertência: Tal como todas as pastas de dentes com flúor, mantenha fora do alcance das crianças com menos de 6 anos. Se ingerir acidentalmente uma quantidade superior à utilizada para a escovagem, procure ajuda profissional ou contacte imediatamente um Centro de Ajuda em Caso de Envenenamentos/Intoxicações. As regulamentações referentes à administração de produtos que contêm flúor podem ser diferentes de país para país.

SE - Varning! Som fallet är med alla fluorandkrämer, ska de förvaras utom räckhåll för barn under 6 år. Om du sväljer en större mängd än vad som används vid tandborstning, ska du omedelbart kontakta läkare/tandläkare eller en giftinformationscentral. Lagar och förordningar angående produkter som innehåller fluor kan variera från land till land.

DA - Advarsel: Som det er tilfældet med alle fluorholdige tandpastaer, bør produktet holdes væk fra børn under 6 år. Hvis du ved et uheld kommer til at sluge mere end hvad der anvendes til tandbørstning, bør du omgående søge lægehjælp eller kontakte et forgiftningscenter. Regler vedrørende administration af fluorbaserede produkter kan variere fra land til land.

FI - Varoitus: Kuten kaikki fluoridia sisältävät hammastahnat tämmäkin tuote on pidettävä alle kuusivuotiaiden lasten ulottumattomissa. Jos tuotetta niellään hampaiden harjaamisessa tarvittavaa määrää enenemmän, on välittömästi käännyttävä lääkäriin puoleen tai otettava yhteys myrkytyskeskukseen. Eri maissa voi olla erilaisia määräyksiä fluoridia sisältävien tuotteiden antamisesta.

NO - Advarsel: I likhet med alle fluorannpastaer bør denne oppbevares utilgjengelig for barn under 6 år. Hvis du ved et uhell svelger mer enn det som trengs for å pusse tennene, kontakt profesjonell hjelp eller et giftinformasjonssenter umiddelbart. Regelverk for bruk av fluorprodukter kan variere fra land til land.

EL - Προειδοποίηση: Όπως όλες οι οδοντόπαστες του περιέχουν φθόριο, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μικρότερα των 6 ετών. Αν κατά λάθος καταπιείτε ποσότητα μεγαλύτερη από αυτή που χρησιμοποιείτε για το βούρτσισμα των δοντιών, ζητήστε ιατρική βοήθεια ή απευθυνθείτε αμέσως στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Οι κανονισμοί για τη χορήγηση προϊόντων του περιέχουν φθόριο μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

PL - Uwaga: Podobnie jak w przypadku wszystkich past z fluorem, należy trzymać z dala od dzieci poniżej 6 lat. W razie przypadkowego połknięcia większej ilości niż używana do szczotkowania, należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub skontaktować się z Centrum Kontroli Zatruc. Przepisy dotyczące stosowania produktów zawierających fluor mogą się różnić, zależnie od kraju.

TK - Uyarı: Tüm florürlü diş macunlarıyla olduğu gibi 6 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun. Yanlışlıkla diş fırçalamak için gerekenden fazlasını yutarsanız hemen tıbbi yardım isteyin veya bir Zehir Kontrol Merkeziyle irtibat kurun. Florür içeren ürünlerin verilmesiyle ilgili mevzuat ülkeden ülkeye değişebilir.

Toothpaste Ingredients: Contains Sodium Fluoride 0.25% w/w, Glycerin, Water (Aqua), Silica, Sorbitol, Xylitol, Flavor (Aroma), Poloxamer, Sodium Lauryl Sulfate, Carbomer, FD&C Blue#1 (CI 42090), FD&C Yellow#5 (CI 19140), Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, Sparkle (CI 77019, CI 77891), Sucralose and Xanthan Gum.

EN-Key:
DE-Legende:
FR-Explication:
NL-Erklärung der
Packungssymbole:
IT-Legenda:
ES-Clave:
PT-Legenda:

SE-Teckenförklaring:
DA-Tegnforklaring:
FI-Merkkien selitykset:
NO-Nøkkel:
EL-Κλειδί:
PL-Legenda:
TK-Anahtar:

EN-Not for injection.
DE-Nicht zur Injektion.
FR-Ne pas injecter.
NL-Niet injecteren.
IT-Non per iniezione.
ES-No debe inyectarse.
PT-Não injectar.

SE-Ej för injektion.
DA-Ikke til injektion.
FI-Ei injektiokäyttöön.
NO-Ikke til innvortes bruk.
EL-Μη ενέσιμο.
PL-Nie nadaje się do iniekcji.
TK-Enjekte edilmek için kullanılmaz.



EN-Recommended storage temperature.
DE-Empfohlene Lager-Temperatur.
FR-Température de Stockage Recommandée.
NL-Aanbevolen bewaartemperatuur.
IT-Temperatura di stoccaggio consigliata.
ES-Temperatura recomendada para
almacenamiento.
PT-Temperatura de armazenagem aconselhada.

SE-Rekommenderad Förvarings
Temperatur.
DA-Anbefalet Opbevaringstemperatur.
FI-Suositteltu säilytyslämpötila.
NO-Anbefalt oppbevaringstemperatur
EL-Συνιστώμενη θερμοκρασία
αποθήκευσης.
PL-Zalecana temperatura przechowywania.
TK-Önerilen saklama sıcaklığı.

EN-Destroy after use
DE-Nach Gebrauch vernichten
FR-Détruire après utilisation
NL-Na gebruik vernietigen
IT-Distruggere dopo l'uso
ES-Destrúyalo después de usarlo
PT-Destruir após usar

SE-Förstöras efter användning
DA-Destruér efter brug
FI-Hävittä käytön jälkeen
NO-Ødelegg etter bruk
EL-Καταστρέψτε το μετά τη χρήση
PL-Po użyciu zniszczyć
TK-Kullandiktan sonra imha edin

EN-Dentist Dispensed
DE-Vom Zahnarzt abgegeben
FR-Distribué par le chirurgien dentiste
NL-Door de tandarts verstrekt
IT-Prescritto dal dentista
ES-Administrado por el Dentista
PT-Administrado pelo dentista

SE-Appliceras av tandläkare
DA-Administreret af tandlæge
FI-Hammaslääkäarin käyttöön
NO-Foreskrevet av tannlege
EL-Διανέμεται από τον οδοντίατρο
PL-Wydaje się z przepisu dentysty
TK-Dişçi tarafından dağıtılır



EN-Keep out of reach of children/DE-Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren/FR-Tenir hors de portée des enfants/NL-Buiten bereik van kinderen houden/IT-Tenere fuori dalla portata dei bambini/ES-Manténgase fuera del alcance de los niños/PT-Manter fora do alcance das crianças
SE-Förvaras utom räckhåll för barn/DA-Opbevares utilgængelig for børn/FI-Pidettävä poissa lasten ulottuvilta/NO-Opbevares utilgjengelig for barn/EL-Φυλάξτε μακριά τα παιδιά/
PL-Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci/TK-Çocuklardan uzak tutun

Xn



EN-Harmful
DE-Gesundheitsschädlich
FR-Nocif
NL-Schadelijk
IT-Nocivo

ES-Dañoso
PT-Nocivo
SE-Skadligt
DA-Skadeligt
FI-haitallinen

NO-Skadelig
EL-Βλαβερές
PL-Szkodliwy
TK-Zararlıdır

O



EN-Oxidizer
DE-Oxydationsmittel
FR-Oxydant
NL-Oxidatiemiddel
IT-Ossidante

ES-Oxidante
PT-Oxidante
SE-Oxidrare
DA-Oxidator
FI-hapetin

NO-Oksiderer
EL-Οξειδωτικό
PL-Utleniacz
TK-Oksitleyici

T



EN-Toxic
DE-Giftig
FR-Toxique
NL-Giftig
IT-Tossico

ES-Tóxico
PT-Tóxico
SE-Giftigt
DA-Toksisk
FI-Myrkyllinen

NO-Giftig
EL-Τοξικό
PL-Toksyczny
TK-Toksik



All Opalescence products are gluten-free.

For Professional Use Only. © Copyright 2010 Ultradent Products, Inc.

All rights reserved.

Opalescence Patents: Australia Patent No. 654955

Japan Patent Nos: 2,909,040; 2,909,041; and 3,113,182

Opalescence PF Patents: U.S. Patent Nos: 6,309,625; and 6,368,576.

Australian Patent Nos.: 654955 and 780274.

Japan Patent Nos.: 3,113,182; 2,909,040 and 2,909,041.

Korean Patent No: 10-0734581

Other U.S. and Intn'l Patents Granted and Pending.

Made in USA.

12395-CE.3 051310